

ชื่อเรื่อง:	SOP เกี่ยวกับการทำกระบวนการกับ PBMC ข้ามเครือข่าย เวอร์ชัน 7.0		
วันที่จัดทำ:	01 เมษายน 2009	จำนวนหน้าทั้งหมด:	36
วันที่มีผล:	19 สิงหาคม 2024	หมายเลข SOP:	HANC-LAB-P0001 v7.0
เขียนโดย:	คณะทำงานด้าน SOP เกี่ยวกับการทำกระบวนการกับ PBMC ข้ามเครือข่าย	ใช้แทน SOP ที่ลงวันที่:	26 เมษายน 2018

	เครือข่าย	ชื่อและตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วันที่
อนุมัติโดย (เครือข่าย):	ACTG	Grace Aldrovandi MD ผู้วิจัยหลักของห้องปฏิบัติการของเครือข่ายของ ACTG	DocuSigned by: <i>Grace Aldrovandi</i> 6BE9A0BACDFE4FA...	26/7/2024
	HPTN	Estelle Piwowar-Manning, MT (ASCP) SI รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการของเครือข่ายของ HPTN	Signed by: <i>Estelle Piwowar-Manning</i> 0E0BC1A7D726416...	27/7/2024
	HVTN	Kathryn Dougherty, MT (ASCP) รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและการปฏิบัติตามของห้องปฏิบัติการของ HVTN	DocuSigned by: <i>Kathryn Dougherty</i> 7DCF2BEE1F91407...	26/7/2024

ประวัติการแก้ไข	สำหรับประวัติการแก้ไขฉบับสมบูรณ์ ดู ภาคผนวก H
-----------------	---

	ชื่อและตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วันที่
ทบทวนโดย (ห้องปฏิบัติการ):			

สารบัญ

จุดประสงค์.....	3
ขอบเขต.....	3
ที่มา.....	3
อำนาจและความรับผิดชอบ	3
การรายงานผล	3
สิ่งส่งตรวจ	5
อุปกรณ์.....	6
วัสดุใช้แล้วทิ้ง	7
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	8
รีเอเจนต์	8
การเตรียมรีเอเจนต์	10
บทบาทและแนวทางเกี่ยวกับการทำกระบวนการกับ PBMC	13
การแยกเซลล์และการเจือจางเลือดด้วยหลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกั้นแบบฟริด โดยมีการเปลี่ยนพลาสติก	13
การแยกเซลล์ด้วยโอเวอร์เลย์หรืออินเตอร์เลย์ด้วยตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือและการเจือจางเลือดด้วยการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือ โดยมีการเปลี่ยนพลาสติก	17
การล้าง การนับ การแขวนตะกอนใหม่ ความเข้มข้น และการแช่แข็งข้ามคืนแบบควบคุมอัตรา.....	20
การควบคุมคุณภาพ	24
การจัดเก็บ PBMC (ชั่วคราวหรือในสถานที่)	25
การกรอกเอกสารเกี่ยวกับการทำกระบวนการ	26
คำจำกัดความและคำย่อ	27
เอกสารอ้างอิง.....	28
ภาคผนวก.....	28
ภาคผนวก A: แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC	29
ภาคผนวก B: ตัวอย่างบันทึกการเปลี่ยนไอโซโพรพานอล Nalgenex® Mr. Frosty™	32
ภาคผนวก C: การแก้ไขปัญหา: การปั่นตัวของ PBMC เมื่อไม่มีแถบ PBMC ที่กำหนดไว้หลังจากการปั่นเหวี่ยงแบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น	33
ภาคผนวก D: การรวมชั้นบัฟเฟอร์โคคสำหรับการแยก PBMC ด้วยตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น	35
ภาคผนวก E: รีเอเจนต์และวัสดุสิ้นเปลืองตัวอย่าง	36
ภาคผนวก F: คู่มือฉบับย่อของ SOP เกี่ยวกับ PBMC—CSTFB	37
ภาคผนวก G: คู่มือฉบับย่อของ SOP เกี่ยวกับ PBMC—โอเวอร์เลย์ด้วยมือ	39
ภาคผนวก H: ประวัติการแก้ไขจากเวอร์ชัน 6.0 ไปเป็น 7.0	41

*ภาคผนวก A ยังมีให้ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ในเว็บไซต์สาธารณะของ HANC ที่ <http://www.hanc.info/labs/labresources/procedures/Pages/pbmcSop.aspx>

1. จุดประสงค์

- 1.1. กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) นี้อธิบายกระบวนการสำหรับการแยกและการเก็บรักษาในสภาวะเย็นขจัด (cryopreservation) สำหรับเซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดี่ยวจากเลือดส่วนปลาย (PBMC) จากเลือดครบ

2. ขอบเขต

- 2.1. กระบวนการนี้จะใช้สำหรับการทำกระบวนการตัวอย่างเลือดสำหรับการแยก การเก็บรักษาในสภาวะเย็นขจัด และการจัดเก็บตัวอย่าง PBMC
- 2.2. คำแนะนำที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยของเครือข่ายจะใช้แทนคำแนะนำใน SOP นี้

3. ที่มา

- 3.1. PBMC ที่เก็บหรือเก็บรักษาในสภาวะเย็นขจัดใหม่ๆ จะใช้เพื่อประเมินวัตถุประสงค์ของการศึกษา การสอบวิเคราะห์เหล่านี้ต้องมี PBMC ที่ถูกแยกและเก็บรักษาในสภาวะเย็นขจัดภายใต้สภาวะที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่ามี การฟื้นตัว (recovery) ความอยู่รอดได้ (viability) และความสามารถในการทำหน้าที่ (functionality) ที่เหมาะสมที่สุด การทำกระบวนการและแช่แข็งเลือดภายใน 8 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เจาะเลือดเพื่อรักษาการทำหน้าที่สูงสุดของเซลล์ในการสอบวิเคราะห์เพื่อตรวจติดตามภูมิคุ้มกันนั้นเหมาะสมที่สุด

4. อำนาจและความรับผิดชอบ

- 4.1. ผู้อำนวยการ/PI (หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง) ของศูนย์ห้องปฏิบัติการของเครือข่ายจะมีอำนาจในการกำหนด ทบทวน และอัปเดตกระบวนการนี้
- 4.2. สำนักงาน HIV/AIDS Network Coordination (HANC) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและควบคุมเอกสาร SOP
- 4.3. ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ SOP ของ HANC นี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เหมาะสมทั้งหมดได้รับการฝึกอบรม
- 4.4. บุคลากรทั้งหมดของสถานที่และห้องปฏิบัติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บ การทำกระบวนการ และ/หรือการจัดการ PBMC จะเป็นผู้รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจ SOP นี้ก่อนดำเนินการที่อธิบายไว้
- 4.5. ห้องปฏิบัติการทั้งหมดต้องใช้ SOP เกี่ยวกับ PBMC ของ HANC ฉบับปัจจุบันตามที่เขียนไว้เพื่อให้ได้ PBMC สำหรับโครงการวิจัยของเครือข่าย

5. การรายงานผล

- 5.1. เครือข่ายทั้งหมดต้องใช้แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC และระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LDMS) เพื่อติดตามรายละเอียดการทำกระบวนการหลัก รวมถึงเวลาในการทำกระบวนการ การคำนวณ และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำกระบวนการ
- 5.2. ต้องใช้แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยโดยทั้งหมด เว้นแต่จะหมายเหตุไว้เป็นอย่างอื่นในคำแนะนำห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ (Processing Laboratory Instruction, SPLI) แผนภูมิการทำกระบวนการของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Processing Chart, LPC) หรือคู่มือห้องปฏิบัติการ (Laboratory Manual, LM) ของโครงการวิจัย ในกรณีที่ไม่ต้องใช้แผนงาน PBMC ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัย ซึ่งพบได้น้อย อาจใช้แผนงานทั่วไปใน [ภาคผนวก A](http://www.hanc.info/labs/labresources/procedures/Pages/pbmcSop.aspx) และที่ <http://www.hanc.info/labs/labresources/procedures/Pages/pbmcSop.aspx>
- 5.3. ต้องใช้ LDMS เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมและการทำกระบวนการ สร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน สร้างฉลากโคร โอ ไอวอล (cryovial) บันทึกสถานที่จัดเก็บ และสร้างรายการการขนส่ง

5.4. องค์ประกอบหลักที่จำเป็นสำหรับการติดตามการทำกระบวนการกับ PBMC ได้แก่:

ตารางองค์ประกอบหลัก	
องค์ประกอบหลักสำหรับการติดตามการทำกระบวนการกับ PBMC	สถานที่บันทึก
ห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ	W L
ID ของผู้เข้าร่วม	W L
หมายเลขนัดหมาย	W L
โครงการวิจัย	W L
ID ของสิ่งส่งตรวจทั่วโลกของ LDMS	สร้างโดยอัตโนมัติด้วย LDMS
วันที่/เวลาที่เริ่มทำกระบวนการ	W L
ชื่อของเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ทำกระบวนการ (เจ้าหน้าที่เทคนิค)	W L
วิธีการนับ (ชื่อเครื่องมือหรือการนับด้วยมือ)	W
WDR ในปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับ (V)	W
ความเข้มข้นเฉลี่ยของจำนวนเซลล์จากการนับ (C)	W
จำนวนเซลล์ทั้งหมด (T) = C x V	W L
คำนวณปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายของ CPS (V _f)	W
วันที่และเวลาที่ถูกแช่แข็ง	W L
<p>ความคิดเห็นและการเขียนเบนจากโครงการวิจัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:</p> <ul style="list-style-type: none"> • สภาวะของสิ่งส่งตรวจที่ไม่คาดคิดทั้งหมด • เลือดที่จับตัวเป็นลิ่ม (จำนวนหลอดที่มีลิ่มเลือด จำนวนหลอดทั้งหมดจากชุดการผลิต (batch) ของ PTID และรายละเอียดการทำกระบวนการที่) • เซลล์ที่ได้ที่ต่ำกว่าช่วงที่คาดไว้ • ความคิดปกติในการทำกระบวนการ • ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการ • หมายเหตุ หากเวลาทั้งหมด >8 ชั่วโมง • เวลาทำกระบวนการ >4 ชั่วโมง 	W
วันที่/เวลาที่เก็บ	W L
รีเอเจนต์ (ผู้ผลิต หมายเลขรุ่นที่ผลิต และวันหมดอายุสำหรับ DMSO, FBS, WDR, CSTFB, ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น)	W
CPS (ปริมาตรของ DMSO และ FBS)	W
ประเภทหลอดตัวอย่าง (HEP/ACD/EDTA/อื่น ๆ)	W L
สภาวะของเลือด (เช่น SAT/HEM/CLT)	W L
ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด	W L
จำนวนเซลล์จากการนับ	W
จำนวนเซลล์จริงต่อไอแอล	W L
จำนวนโครโมโซมไอแอลที่ถูกแช่แข็ง	W L
ข้อมูลการจัดเก็บในตู้แช่แข็ง (มอดูลการจัดเก็บของ LDMS)	O L
การยืนยันการควบคุมคุณภาพรีเอเจนต์ด้วยสายตา (เจ้าหน้าที่เทคนิค)	O
เซลล์ที่ได้/มีลลิตรของเลือดครบ	W
ปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ของ CPS ที่ประมาณไว้ (V ₁)	W
การยืนยันการควบคุมคุณภาพหลอด LDMS สำหรับเนื้อหาบาร์โค้ด (เจ้าหน้าที่เทคนิค)	W
การยืนยันการขนถ่ายโครโมโซมไอแอลไปยังสถานที่เก็บกล่องจัดเก็บที่กำหนดโดย LDMS (เจ้าหน้าที่เทคนิค)	W
วันที่/เวลาที่ขนถ่ายโครโมโซมไอแอลจากหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตราไปยังกล่องจัดเก็บ	W
การทบทวนขั้นสุดท้าย ผู้ทบทวน/วันที่	W

W= ต้องทำการติดตามในแผนงาน PBMC

L = ต้องทำการป้อนข้อมูล/ติดตามใน LDMS

O = เลือกได้ว่า จะทำการติดตามในแผนงานหรือสื่อเสริมเกี่ยวกับการติดตามหรือไม่

6. สิ่งส่งตรวจ

- 6.1. เลือดครบที่ใส่สารกันเลือดเป็นลิ่มใหม่ ๆ ที่เก็บตามข้อกำหนดของโครงการวิจัย
- 6.2. สภาพในการจัดการ
 - 6.2.1. ควรเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ตั้งแต่เวลาเก็บจนถึงเมื่อนำส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการ
 - 6.2.2. ควรนำสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการโดยเร็วที่สุด (แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะอยู่ใน 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมงหลังจากการเก็บ) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเก็บรักษาในสภาวะเย็นยวดยิ่งให้เสร็จสิ้น คลินิกควรพูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะกับห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการก่อนการรับเข้าโครงการวิจัย
 - 6.2.3. ห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการควรทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ โดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับ (แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะเป็นเริ่มทำกระบวนการภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับตัวอย่าง):
 - เวลาทำกระบวนการ (เวลาที่เริ่มทำกระบวนการ) คือเวลาที่หลอดถูกเปิดหรือใส่ในเครื่องปั่นเหวี่ยงเป็นครั้งแรก แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน
 - เวลาที่ถูกแช่แข็งหมายถึงเวลาเมื่อ:
 - ใส่ StrataCooler[®] ของ Agilent Technologies, Nalgene[®] Mr. Frosty[™] หรือ Corning[®] CoolCell[®] ไว้ในตู้แช่แข็งที่ตั้งไว้ที่ -80°C คู SPL/LPC/LM สำหรับช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความผันผวนของอุณหภูมิตู้แช่แข็งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
 - โปรแกรมทำความเย็นของตู้แช่แข็งแบบควบคุมอัตรา เช่น CryoMed[®] เริ่มทำงานแล้ว

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ใช้ตู้แช่แข็งแบบควบคุมอัตราสำหรับตัวอย่างของ HVTN
 - เวลาทั้งหมดคำนวณจากเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจและเวลาที่ถูกแช่แข็ง โดยในอุดมคติ เวลาคือ 8 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า แต่ควรทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงเวลาทั้งหมด
 - เวลาทำกระบวนการทั้งหมดคำนวณจากเวลาทำกระบวนการและเวลาที่ถูกแช่แข็ง แนะนำให้น้อยกว่าสี่ชั่วโมง โดยน้อยกว่า 3 ชั่วโมงเป็นเวลาในอุดมคติ
 - 6.2.4. ห้ามแช่แข็งหรือแช่แข็งเลือดครบ ห้ามวางเลือดให้สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำโดยตรง หากคุณใช้อุณหภูมิต่ำในสภาวะที่ร้อนจัด
- 6.3. สิ่งส่งตรวจรอง
 - 6.3.1. สิ่งส่งตรวจที่จับตัวเป็นลิ่ม
 - 6.3.1.1. ควรทำกระบวนการกับเลือดทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงว่าเลือดจับตัวเป็นลิ่มหรือไม่ เว้นแต่โครงการวิจัยจะมีคำสั่งไว้เป็นอย่างอื่น
 - 6.3.1.2. นำลิ่มเลือดออกและทำกระบวนการตามปกติ
 - 6.3.1.3. ทำเครื่องหมายสภาวะเป็น CLT ในแผ่นงานและใน LDMS ระบุรายละเอียดในหัวข้อความคิดเห็นของแผ่นงานการทำกระบวนการ
 - 6.3.2. สิ่งส่งตรวจที่มีเม็ดเลือดแดงแตก
 - 6.3.2.1. การแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) อาจส่งผลต่อคุณภาพของ PBMC
 - 6.3.2.2. ทำกระบวนการตามปกติ
 - 6.3.2.3. ทำเครื่องหมายสภาวะเป็น HEM ในแผ่นงานและใน LDMS ระบุรายละเอียดในหัวข้อความคิดเห็นของแผ่นงานการทำกระบวนการ
 - 6.3.3. เซลล์ที่ได้ต่ำ
 - 6.3.3.1. หากเซลล์ที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโครงการวิจัย โปรดติดต่อคลินิกเพื่อขอสิ่งส่งตรวจทดแทนที่เป็นไปได้ หากเซลล์ที่ได้ $\leq 0.4 \times 10^6$ เซลล์/มิลลิลิตร โปรดติดต่อคลินิกเพื่อขอตัวอย่างทดแทนที่เป็นไปได้และแจ้งให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการของเครือข่าย (HVTN, HPTN) หรือทีมโครงการวิจัย (ACTG) ทราบ
 - 6.3.3.2. บันทึกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหรือการทวนสอบข้อมูลที่ดำเนินการในหัวข้อความคิดเห็นของแผ่นงานการทำกระบวนการ
- 6.4. สิ่งส่งตรวจที่ยอมรับไม่ได้
 - 6.4.1. สิ่งส่งตรวจที่ไม่คิดผลตกหรือคิดผลตกไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธ
 - 6.4.2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเครือข่ายสำหรับการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ล่าช้า
 - 6.4.3. ตัวอย่างที่รั่ว: แจ้งให้คลินิกทราบหากตัวอย่างใด ๆ รั่วและตัดสินใจว่าตัวอย่างดังกล่าวสามารถใช้ได้หรือไม่ ความปราศจากเชื้อของตัวอย่างและความปลอดภัยของบุคลากรห้องปฏิบัติการที่จัดการตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

7. อุปกรณ์

7.1. การเตรียมและการทำกระบวนการ

- 7.1.1. ตู้ชีวนิรภัย (biosafety cabinet, BSC) คลาส II ระดับที่ 2 หรือสูงกว่า
- 7.1.2. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วต่ำ (สามารถปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 1000 x เรน โน้มถ่วง) ที่มีโรเตอร์ที่มีถ้วยใส่หลอดแบบเหวี่ยงไปมา (swinging bucket rotor) ควรเป็นแบบแช่เย็น แต่อุณหภูมิโดยรอบก็ยอมรับได้ ต้องมีถ้วยใส่หลอด (bucket) ที่มีฝาครอบ/ฝาปิด
- 7.1.3. ไมโครปิเปตในช่วง 20, 200, 1000 ไมโครลิตร
- 7.1.4. อุปกรณ์ช่วยปิเปต (Pipet-Aid) (ควรเป็นแบบไร้สาย) สำหรับใช้กับปิเปตทางชีววิทยาแบบใช้แล้วทิ้ง
- 7.1.5. ตู้แช่เย็น 2 ถึง 8°C
- 7.1.6. ตู้แช่แข็ง -20°C (หรือต่ำกว่า) ที่ไม่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (สำหรับการจัดเก็บ FBS)
- 7.1.7. ตู้แช่แข็ง -80°C (-65 ถึง -95°C สำหรับ ACTG, -70 ถึง -95°C สำหรับ HVTN และ HPTN) สำหรับการจัดเก็บ PBMC ระยะสั้น
- 7.1.8. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 37 ถึง 56°C (สำหรับการลดฤทธิ์ FBS ด้วยความร้อน หากจำเป็น) (หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่จำเป็นสำหรับ โครงการวิจัยของ HVTN เครือข่ายเป็นผู้จัดเตรียม FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN ให้ห้องปฏิบัติการในลักษณะที่ถูกลดฤทธิ์ด้วยความร้อนแล้ว (heat inactivated))
- 7.1.9. ถ้วยหรือบีกเกอร์สำหรับสารฟอกขาวหรือสารฆ่าเชื้ออื่น ๆ
- 7.1.10. แท่นวาง (rack) ที่เหมาะสำหรับวางหลอดเก็บเลือด (blood collection tube) ขนาด 15 มิลลิลิตร และหลอดแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร แบบตั้งขึ้นในระหว่างขั้นตอนการทำกระบวนการและการขนส่ง
- 7.1.11. แท่นวางโครโอไวแอลเพื่อให้สามารถเปิด/ปิด โครโอไวแอลด้วยมือเดียวในระหว่างขั้นตอนการเอลิควอต (aliquoting) (ควรใช้แท่นวางที่จำเพาะต่อ Nunc)

7.2. อุปกรณ์ที่ LDMS ต้องใช้ (ดูข้อกำหนดในเว็บไซด์ LDMS และข้อกำหนดที่จำเพาะต่อเครือข่ายสำหรับรายละเอียด)

- 7.2.1. คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่ Frontier Science กำหนดไว้สำหรับ LDMS บนเว็บไซด์
- 7.2.2. เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากที่สร้างด้วย LDMS
- 7.2.3. เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ
- 7.2.4. ฉลากที่เข้ากันได้กับ LN₂ ที่มีพื้นที่พิมพ์ 1x1 นิ้ว
- 7.2.5. ฝ้ามืดที่เข้ากันได้กับ LN₂ ที่จำเพาะต่อเครื่องพิมพ์ ทนต่อรอยขีดข่วนและสารเคมี

7.3. อุปกรณ์ไนโตรเจนเหลว (LN₂) (หากเครือข่ายต้องการ)

- 7.3.1. ถังจัดเก็บ LN₂ ($\leq -140^{\circ}\text{C}$)
- 7.3.2. ถังเก็บ LN₂ สำหรับขนส่งแบบแห้งที่ได้รับอนุมัติจาก IATA

7.4. การนับเซลล์:

หมายเหตุ: วิธีการนับจะต้องได้รับอนุมัติจากเครือข่าย ปฏิบัติตามกระบวนการเทียบมาตรฐาน (calibration procedure) ของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องหากใช้เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ

- 7.4.1. เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติที่สามารถนับจำนวนเซลล์ที่มีชีวิต (Beckman-Coulter Vi-Cell, Muse[®] หรือสิ่งเทียบเท่า) โดยปกติ HVTN ไม่อนุมัติเครื่องนับเซลล์คลาสสิกสำหรับตัวอย่างใหม่ ๆ
- 7.4.2. เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติที่ไม่สามารถแยกแยะเซลล์ที่มีชีวิต (Coulter Counter, Abbott Cell-Dyn[®], Sysmex[®] หรือสิ่งเทียบเท่า)

หมายเหตุ: อาจใช้เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติที่ไม่สามารถระบุเซลล์ที่มีชีวิตเพื่อให้ได้จำนวนเซลล์ทั้งหมดจากการนับโดยไม่แยกแยะเซลล์ที่มีชีวิต อย่างไรก็ตาม หากกำลังเตรียมส่งตรวจสำหรับการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Program) ในการเก็บรักษาในสภาวะเย็นยิ่งยวดสำหรับ PBMC ของ IQA ต้องมีจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตจากการนับ

หมายเหตุสำหรับ HVTN: หากกำลังจะใช้เครื่องนับอัตโนมัติเพื่อจุดประสงค์ของโครงการวิจัย เครือข่ายแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เครื่องนับคลาสสิก วิธีการนับต้องได้รับการทบทวนและได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก HVTN

- 7.4.3. สไลด์นับเซลล์ด้วยมือ (ซีมาไซโคมิเตอร์) และกล้องจุลทรรศน์ชนิดไลท์ฟิลด์ (light-field microscope)

หมายเหตุ: หากใช้สไลด์นับเซลล์ด้วยมือกับสัทธิแพนบลู ต้องนับจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตและนำมาใช้สำหรับการคำนวณเซลล์ หากใช้คริสตัล ไวโอเล็ต สามารถใช้จำนวนเซลล์ทั้งหมดจากการนับสำหรับการคำนวณเซลล์

7.5. การเก็บรักษาในสภาวะเย็นยิ่งยวด

หมายเหตุ: อาจใช้หนึ่งในหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตรา (CRFU) ต่อไปนี้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ควรใช้ StrataCooler[®] ของ Agilent Technologies และ Coming[®]

CoolCell®

หมายเหตุ: หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ต้องดำเนินการศึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (validation study)

- 7.5.1. มอดูลการเก็บรักษาในสถานะเย็นชนิดแข็ง StrataCooler® ของ Agilent Technologies – 400005
 - 7.5.1.1. StrataCooler® ต้องมีอุณหภูมิ 2 ถึง 8°C ก่อนเริ่มทำให้โคริโอไวแอลเย็นลง ห้ามใส่โคริโอไวแอลใน StrataCooler® ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 2°C
- 7.5.2. Corning® (เดิมชื่อ BioCision®) CoolCell®
 - 7.5.2.1. ต้องแน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของ CoolCell® รวมถึงแหวนกลาง (central ring) กลับสู่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
- 7.5.3. ภาชนะบรรจุสำหรับการแช่แข็งแบบโคริโอ Nalgene® Mr. Frosty™ 1°C/นาที
 - 7.5.3.1. ควรเก็บ Mr. Frosty™ ไว้ที่อุณหภูมิโดยรอบ (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
 - 7.5.3.2. ระดับไอโซโทปพลาสมอลต้องถูกต้อง และต้องเปลี่ยนไอโซโทปพลาสมอลทั้งหมดหลังจากการแช่แข็ง-การละลายรอบที่ห้า ต้องใช้บันทึก (log) เพื่อติดตามรอบการแช่แข็ง/การละลายและการเปลี่ยนแปลงของรีเอเจนต์ **ดูภาคผนวก B**
- 7.5.4. ตู้แช่แข็งแบบควบคุมอัตรา เช่น ห้องแช่แข็ง CryoMed® (Gordinier) (หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่อนุญาตให้ใช้ตู้แช่แข็งแบบควบคุมอัตราสำหรับตัวอย่างของ HVTN)

8. วัสดุใช้แล้วทิ้ง

8.1. พลาสติก

- 8.1.1. ปิเปตทางซีรัมวิทฮาแบบใช้แล้วทิ้งขนาด 1, 5, 10, 25, 50 มิลลิลิตร ปราศจากเชื้อ
- 8.1.2. ปลายไมโครปิเปต 20, 100, 200, 1000 ไมโครลิตร ปราศจากเชื้อ
- 8.1.3. หลอดปั่นเหวี่ยงแบบใช้แล้วทิ้งแบบกันแหลม มีขีดบอกปริมาตร ทำจากพอลิโพรพิลีน ปราศจากเชื้อขนาด 15 และ 50 มิลลิลิตร
- 8.1.4. หลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกันแบบฟริด (CSTFB) ขนาด 50 มิลลิลิตร แห่ง (ไม่ได้จัดซื้อในรูปแบบเดิมตัวกลางสำหรับการแยกเซลล์ไว้ล่วงหน้า)
 - 8.1.4.1. จำเป็นสำหรับการทำกระบวนการของ HVTN ทบทวน LPC/SPL/LM สำหรับข้อกำหนดที่เฉพาะต่อโครงการวิจัยสำหรับเครือข่ายทั้งหมด
- 8.1.5. ไวแอลแบบโคริโอเจนิค (โคริโอไวแอล) ที่มีเกลียวในขนาด 1.8 มิลลิลิตร ถึง 2 มิลลิลิตร และฝาเกลียวที่มีแหวนรูปตัวโอ ปราศจากเชื้อ ทำจากพอลิโพรพิลีนเท่านั้น ตั้งได้เอง มีขีดบอกปริมาตร กันรั่วได้ ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับการเก็บรักษา LN₂ ในเฟสไอ (ประมาณ -140°C) ยืนยันการยอมรับ (acceptability) การใช้สิ่งใด ๆ แทนที่ไวแอลแบบโคริโอเจนิคกับเครือข่ายก่อนทำการจัดซื้อ (**ดูภาคผนวก E**)

หมายเหตุ: ต้องไม่ใช่หลอดที่มีฝาแน่น นอกจากนั้น ต้องไม่เติมสารในโคริโอไวแอลเกินความจุที่ผู้ผลิตระบุไว้หรือจนถึงด้านบนสุดของหลอด

- 8.1.6. เลือกได้: ขวด/ขวดรูปชมพู่แบบใช้แล้วทิ้งปราศจากเชื้อ คอ 45 มิลลิเมตร ขนาด 250 ถึง 500 มิลลิลิตร สำหรับการรวมเลือดครบในปริมาณมากที่สุดก่อนการแยก PBMC
- 8.1.7. เลือกได้: ปิเปตสำหรับถ่ายสาร (transfer pipet) ที่ทำจากพลาสติกปราศจากเชื้อขนาด 5 มิลลิลิตร ที่บรรจุในซองแยก
- 8.1.8. เลือกได้: หลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกันแบบฟริด (CSTFB) ขนาด 50 มิลลิลิตร ที่เติมสารไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้สำหรับการศึกษาของ HVTN HVTN กำหนดว่าห้องปฏิบัติการต้องจัดซื้อ CSTFB “แห้ง” (นั่นคือไม่ได้จัดซื้อในรูปแบบเติมสารไว้ล่วงหน้า) การใช้ CSTFB อื่น ๆ ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากศูนย์ห้องปฏิบัติการของ HVTN)

8.2. ปากกามาร์กเกอร์

หมายเหตุ: ปากกามาร์กเกอร์สำหรับเขียนบนหลอดและไวแอลควรมีปลายแหลม และหมึกแห้งเร็วไม่ลบเลือน

8.3. จลากล

หมายเหตุ: จลากลและหมึกแบบโคริโอเจนิคต้องเหมาะสำหรับ -80°C หรืออุณหภูมิต่ำในการจัดเก็บ LN₂ ในเฟสไอ

9. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับใช้กับจุลชีพก่อโรคร้ายโรค
ปฏิบัติตามแนวทางและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์เลือดของห้องปฏิบัติการในห้องเย็น

- 9.1. เสื้อคลุมหรือชุดคลุมสำหรับใส่ในห้องปฏิบัติการ
- 9.2. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
- 9.3. ถุงมือไนไตรล์ชนิดไม่มีแป้งหรือสิ่งที่เทียบเท่า

- 9.4. ถุงมือไครโอ
- 9.5. กระบังป้องกันใบหน้า (ที่มีแผ่นปิดคาง หากข้อบังคับด้านชีววิทยามีข้อกำหนดไว้) ซึ่งจำเป็นเมื่อทำงานกับ LN₂

10. รีเอเจนต์

- 10.1. ต้องจัดซื้อรีเอเจนต์ปราศจากเชื้อและใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique)
 - 10.1.1. เก็บขวดที่เปิดแล้วไว้ที่อุณหภูมิที่ผู้ผลิตแนะนำจนกว่าจะใช้หมด จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้ทิ้งด้านล่าง หรือจนกว่าจะถึงวันหมดอายุของผู้ผลิตแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน
 - 10.1.2. ดูภาคผนวก E สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
 - 10.1.3. ทิ้งหากมีร่องรอยการปนเปื้อนที่สามารถมองเห็นได้ เช่น มีลักษณะขุ่น
- 10.2. รีเอเจนต์สำหรับการล้างและการเจือจาง (WDR)
 - 10.2.1. 1X สารละลายเกลือสมดุลของฮังก์ส (Hanks' Balanced Salt Solution, HBSS) ที่ไม่มีแคลเซียมหรือแมกนีเซียมแบบพร้อมใช้งาน
 - 10.2.2. 1X น้ำเกลือที่บัฟเฟอร์ด้วยฟอสเฟต (Phosphate-Buffered Saline, PBS) ที่ไม่มีแคลเซียมหรือแมกนีเซียมแบบพร้อมใช้งาน
- 10.3. ตัวกลางกระเดียนต์ของความหนาแน่น (ความหนาแน่น 1.077 กรัม/มิลลิลิตร)
 - 10.3.1. ตัวกลางปราศจากเชื้อแบบพร้อมใช้งานสำหรับการแยกลิโมโฟไซต์ของมนุษย์จากเลือดส่วนปลาย ซึ่งได้ลิโมโฟไซต์ในปริมาณมาก
 - 10.3.2. ดูภาคผนวก E สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
- 10.4. หลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกันแบบฟริด (CSTFB หากใช้) จำเป็นสำหรับ HVTN เว้นแต่จะมีหมายเหตุทางเลือกไว้ใน SPL/LPC/LM ที่จำเพาะต่อ โครงการวิจัย
 - 10.4.1. ระบบ CSTFB ที่ไม่เติมสาร (รวม CSTFB แห่งกับตัวกลางกระเดียนต์ของความหนาแน่น 1.077)
 - 10.4.1.1. ปล่อยให้ตัวกลางกระเดียนต์ของความหนาแน่น (DGM) อยู่ที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ปกป้องให้พ้นแสง
 - 10.4.1.2. ทำงานใน BSC โดยปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ
 - 10.4.1.3. บันทึกข้อมูล CSTFB และ DGM ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากบรรจุภัณฑ์หรือขวดที่ใช้ลงในแผ่นงาน PBMC CSTFB ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าต้องมีฉลากที่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด วันที่เตรียม และชื่อของบุคคลที่เตรียมหลอด
 - 10.4.1.4. เตรียมหลอดโดยการปิดปริมาตรของ DGM ที่เหมาะสำหรับขนาดของหลอด CSTFB ที่ใช้ (ตามหมายเหตุด้านล่าง)

ความจุของหลอด (มิลลิลิตร)	ปริมาตรของตัวกลางกระเดียนต์ของความหนาแน่น (มิลลิลิตร)
50 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร

- 10.4.1.5. ปิดฝา CSTFB พร้อมกับเติม DGM และปั่นเหวี่ยงที่ 800 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 30 วินาที (หรือตั้งเวลาต่ำสุดมากกว่า 30 วินาที) ที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
- 10.4.1.6. ตอนนี้ DGM ควรอยู่ใต้ตัวกันแบบฟริด ตรวจสอบหลอดเพื่อหาช่องว่างหรือฟองอากาศขนาดใหญ่ระหว่างชั้น DGM และตัวกันแบบฟริด หรือเพื่อหา DGM ที่ยังคงอยู่เหนือฟริด
- 10.4.1.7. หากมีช่องว่างหรือฟองอากาศขนาดใหญ่ใต้ฟริด ให้เติมตัวกลางเพิ่มเติม ปั่นเหวี่ยง CSTFB อีกครั้งที่ 800-1000 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 30 วินาทีถึง 1 นาที (เลือกการตั้งค่าเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ต่ำสุด) และตรวจสอบซ้ำ
- 10.4.1.8. หากมีของเหลว (DGM) เหนือฟริด ให้ปั่นเหวี่ยง CSTFB อีกครั้งที่ 800-1000 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 30 วินาทีถึง 1 นาที (เลือกการตั้งค่าเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ต่ำสุด) หากสารละลายกระเดียนต์ของความหนาแน่นใด ๆ ยังคงอยู่เหนือฟริดหลังจากการปั่นเหวี่ยงซ้ำ ให้นำออกโดยการปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ
- 10.4.1.9. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดเก็บตัวกลางกระเดียนต์ของความหนาแน่นของผู้ผลิต
- 10.4.2. CSTFB ที่เติมสารไว้ล่วงหน้า (ตัวกลางกระเดียนต์ของความหนาแน่น 1.077)

หมายเหตุ: ความจุของหลอดที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของเลือดครบที่เก็บในตู้แช่เย็น (2 ถึง 8°C)

หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่อนุญาตให้ใช้ CSTFB ที่จัดซื้อในรูปแบบเติมสารไว้ล่วงหน้า

- ปกป้องให้พ้นแสง
- ลักษณะขุ่นบ่งชี้ถึงการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ทิ้งหากสังเกตเห็นร่องรอยการปนเปื้อนที่สามารถมองเห็นได้

- ปล่อยให้ CSTFB ที่เดิมสารไว้ล่วงหน้าอยู่ที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ก่อนใช้งาน

10.5. รีเอเจนต์สำหรับการแช่แข็ง

- 10.5.1. ต้องมีซีรัมจากตัวอ่อนวัว (Fetal Bovine Serum, FBS) ที่ถูกกลดฤทธิ์ด้วยความร้อน (ดูหัวข้อ 11.1 FBS ที่ถูกกลดฤทธิ์ด้วยความร้อนสำหรับรายละเอียดการจัดการและการบริหารจัดการ)

หมายเหตุสำหรับ HVTN และการศึกษาร่วมกับ HVTN: เครือข่ายเป็นผู้จัดเตรียม FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN ให้ห้องปฏิบัติการ ผู้จำหน่ายและรุ่นที่ผลิตของ FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN จะไม่สามารถจัดซื้อนอกห่วงโซ่อุปทาน/กระบวนการของ HVTN ได้

- 10.5.1.1. ตรวจสอบรายชื่อผู้จำหน่ายที่ควรเลือกกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- 10.5.1.2. ขอใบรับรองผลการวิเคราะห์ (certificate of analysis) จากผู้จำหน่ายเก็บไว้เป็นบันทึกเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการในห้องถื่น
- หมายเหตุ: อาจต้องใช้สำเนาใบรับรองผลการวิเคราะห์ FBS ในการส่งออก (หรือนำเข้า) แอลิควอตของ PBMC ระหว่างประเทศ
- 10.5.1.3. FBS ที่เก็บแบบแช่แข็ง ($\leq -20^{\circ}\text{C}$ /ตามคำแนะนำของผู้ผลิต) สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุของผู้ผลิต
- 10.5.1.4. FBS ที่ละลายแล้วและเก็บไว้ที่ 2 ถึง 8°C จะมีความคงตัวเป็นเวลานานหนึ่งเดือนปฏิทิน

10.5.2. ไดมิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) เกรดสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์

- 10.5.2.1. ใช้ DMSO เกรดสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์
- 10.5.2.2. เก็บขวดที่เปิดแล้วไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ตรวจสอบขวดเพื่อดูวันหมดอายุและทิ้งหากหมดอายุ
- 10.5.2.3. เมื่อเปิดแล้ว DMSO ที่ยังไม่เจือจาง เมื่อปกป้องให้พ้นแสงและความชื้น จะมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เป็นเวลา 6 เดือน (หรือจนถึงวันหมดอายุของผู้ผลิต หากวันดังกล่าว < 6 เดือนนับจากวันที่เปิด) แก้วหลอดบนขวดให้ตรงกับวันหมดอายุใหม่
- 10.5.2.4. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อเมื่อนำ DMSO ออกจากขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
- 10.5.2.5. ทิ้งสิ่งที่อยู่ในขวดที่เปิดแล้วหากสังเกตเห็นร่องรอยการปนเปื้อนที่สามารถมองเห็นได้
- 10.5.2.6. อาจแอลิควอตรีเอเจนต์ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยจากเชื้อ ดิลลากลูแอลิควอตด้วย “DMSO” ชื่อผู้ผลิต หมายเลขรุ่นที่ผลิต วันที่เปิด/แอลิควอต วันหมดอายุ (หกเดือนนับจากวันที่เปิดหรือวันหมดอายุจากขวดดั้งเดิม แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) และชื่อของเจ้าหน้าที่เทคนิค ปกป้องแอลิควอตให้พ้นแสง

10.5.3. สารฆ่าเชื้อ

- 10.5.3.1. ขวดสเปรย์สารฆ่าเชื้อเอทานอล 70% โดยปริมาตร/ปริมาตร
- 10.5.3.2. ถ้วยหรือบีกเกอร์และขวดสเปรย์สำหรับสารฟอกขาว 10% โดยปริมาตร/ปริมาตร (ต้องทำเป็นรายวัน)
- 10.5.3.3. สารฆ่าเชื้ออื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายของห้องปฏิบัติการในห้องถื่น

10.6. รีเอเจนต์สำหรับการนับเซลล์

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสำหรับรีเอเจนต์สำหรับการนับจะแตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ ดู

SOP/คำแนะนำที่ได้รับอนุมัติจากเครือข่ายสำหรับวิธีการที่ใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้กรดแกลซีลิกแอซิดสำหรับการนับด้วยมือของ HVTN

- 10.6.1. สารละลายทริเพนบลู 0.4%
- 10.6.2. เล็กไอด์: สามารถใช้สารละลายคริสตัล ไอโอเล็ด 0.05% ในการย้อมสีนิวเคลียสของเซลล์ เพื่อให้สามารถระบุและนับเซลล์ที่มีนิวเคลียสเดียวโดยใช้ฮีมาไซโตมิเตอร์ หากต้องการดูความอยู่รอดได้ ต้องดำเนินการนับด้วยมือครั้งที่สองโดยใช้ฮีมาไซโตมิเตอร์ สารละลายคริสตัล ไอโอเล็ด 0.05% มี: สิริคริสตัล ไอโอเล็ด 0.05 กรัม, กรดแกลซีลิกแอซิด 2 มิลลิกรัม และ H₂O กลั่นหรือปราศจากไอออน 98 มิลลิกรัม

11. การเตรียมรีเอเจนต์

11.1. FBS ที่ถูกกลดฤทธิ์ด้วยความร้อน (HI-FBS)

หมายเหตุ: สามารถสั่งซื้อ HI-FBS จากผู้ผลิต หรือสามารถสั่งซื้อ FBS จากผู้ผลิต และกลดฤทธิ์ด้วยความร้อนในห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้สำหรับการละลาย การแอลิควอต และการใช้

หมายเหตุสำหรับ HVTN: เครือข่ายเป็นผู้จัดเตรียม FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN ให้ห้องปฏิบัติการในลักษณะที่ถูกกลดฤทธิ์ด้วยความร้อนแล้ว ผู้จำหน่ายและรุ่นที่ผลิตของ FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN โดยปกติจะไม่สามารถจัดซื้อนอกห่วงโซ่อุปทาน/กระบวนการของ HVTN ได้

- 11.1.1. นำ FBS ออกจากตู้แช่แข็ง
- 11.1.2. ควรละลายในตู้แช่เย็น (2 ถึง 8°C) หรือละลายเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ห้ามปล่อยให้ FBS อยู่ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาใด ๆ ที่นานกว่าที่จำเป็นในการดำเนินการกระบวนการละลายให้เสร็จสิ้น
- 11.1.3. ค่อย ๆ หมุนหลอดสองหรือสามครั้งตลอดเวลาที่ทำการละลาย
- 11.1.4. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมหาก FBS ไม่ถูกคลุกเคล้าด้วยความร้อน หากผู้ผลิตทำการลดฤทธิ์ของ FBS ด้วยความร้อนแล้ว ให้ข้ามไปที่ 11.1.5
- 11.1.4.1. ใส่ FBS ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 56°C (55 ถึง 57°C) ตรวจสอบอุณหภูมิของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิอย่างระมัดระวัง อุณหภูมิที่สูงกว่านี้สามารถทำให้ส่วนประกอบของ FBS เสื่อมสภาพได้
หมายเหตุ: ระดับน้ำในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิควรระดับของ FBS ในขวด แต่ไม่ควรถึงฝาขวด การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ามีการให้ความร้อน FBS เท่า ๆ กันและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน
- 11.1.4.2. เมื่ออุณหภูมิของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิลบมาที่ 56°C (55 ถึง 57°C) ให้ความร้อน FBS เป็นเวลา 30 นาที โดยทำการผสมทุก 5 ถึง 10 นาที การให้ความร้อนเป็นเวลานานกว่านี้สามารถทำให้ส่วนประกอบของ FBS เสื่อมสภาพได้
หมายเหตุ: ทำความสะอาดขวดด้วยเอทานอล 70% โดยปริมาตร/ปริมาตร ก่อนเปิด
- 11.1.5. ค่อย ๆ ผสม HI-FBS แต่ทั่วถึงโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
- 11.1.6. แอลกอฮอล์ในหลอดบับเบิ้ลแบบกันแหลม มีขีดบอกปริมาตร ทำจากพอลิโพรพิลีน ปราศจากเชื้อขนาด 50 มิลลิเมตร ที่ติดฉลากแล้ว หรือแอลกอฮอล์ขนาดอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับปริมาณงานที่คาดไว้
หมายเหตุ: ฉลากควรระบุว่าหลอดเหล่านี้เป็น “HI-FBS” และระบุชื่อผู้ผลิต หมายเลขรุ่นที่ผลิต วันที่แอลกอฮอล์ สภาวะในการจัดเก็บ วันหมดอายุดั้งเดิมของผู้ผลิต และชื่อของเจ้าหน้าที่เทคนิค FBS มีความคงตัวเป็นเวลา 1 เดือน (หากช่วงเวลา 1 เดือนไม่เกินวันหมดอายุดั้งเดิมของผู้ผลิต) ที่ 2 ถึง 8°C หรือจนถึงวันหมดอายุดั้งเดิมของผู้ผลิตหากเก็บไว้ที่ -20°C
อย่าลืมอัปเดตวันหมดอายุและสภาวะในการจัดเก็บบนแอลกอฮอล์/ขวดที่นำออกจากการจัดเก็บ -20°C เพื่อใช้งาน
- 11.1.7. แช่เย็น (2 ถึง 8°C) หลอดแอลกอฮอล์ในจำนวนที่จำเป็นสำหรับปริมาณงานที่คาดไว้ ผสมให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน ควรแช่แข็งหลอดแอลกอฮอล์ที่ไม่ต้องใช้นั้นที่ และหลอดแอลกอฮอล์จะมีความคงตัวจนถึงวันหมดอายุดั้งเดิมของผู้ผลิต
หมายเหตุ: ระวังการแช่แข็ง/การละลายซ้ำ ๆ จะมีผลไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพของ FBS ห้ามแช่แข็งแอลกอฮอล์ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นซ้ำอีก
- 11.1.7.1. ในการใช้แอลกอฮอล์ที่ถูกแช่แข็ง ควรละลายล่วงหน้าในตู้แช่เย็นข้ามคืน หรือละลายที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เป็นเวลาหลายชั่วโมง ห้ามปล่อยให้ FBS อยู่ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาใด ๆ ที่นานกว่าที่จำเป็นในการดำเนินการกระบวนการละลายให้เสร็จสิ้น
- 11.1.7.2. เมื่อละลายแล้ว FBS จะมีความคงตัวเป็นเวลา 1 เดือนที่ 2 ถึง 8°C หรือวันหมดอายุจากขวดดั้งเดิม แล้วแต่ว่าวันใดจะถึงก่อน
อย่าลืมอัปเดตวันหมดอายุและสภาวะในการจัดเก็บบนแอลกอฮอล์/ขวดที่นำออกจากการจัดเก็บ -20°C เพื่อใช้งาน ผสมให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน
- 11.2. สารละลายสำหรับการเก็บรักษาในสภาวะเย็นชาดิ่ง (CPS) ใหม่ ๆ
- 11.2.1. ส่วนประกอบของ CPS

ส่วนประกอบ	ร้อยละ (โดยปริมาตร/ปริมาตร)
DMSO	10%
FBS (ที่ถูกลดฤทธิ์ด้วยความร้อน)	90%

11.2.2. การเตรียม CPS

- 11.2.2.1. ใช้หลอดบับเบิ้ลแบบกันแหลมขนาด 15 มิลลิเมตร หรือ 50 มิลลิเมตร แบบใช้แล้วทิ้ง ปราศจากเชื้อ และติดฉลากแล้วเพื่อบรรจุ CPS ที่เตรียมไว้
หมายเหตุ: การผสม DMSO และ FBS เป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน (exothermic reaction)
- 11.2.2.2. ตั้งเตรียม CPS ล่วงหน้าและทำให้เย็นในตู้แช่เย็น (2 ถึง 8°C) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีหรือในอ่างน้ำแข็งควบคุมอุณหภูมิเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีก่อนใช้งาน
หมายเหตุ: สามารถเก็บ CPS ไว้ที่ 2 ถึง 8°C เป็นเวลา 1 วันทำการ (<18 ชั่วโมง)

11.2.3. ใช้สูตรด้านล่างเพื่อประมาณปริมาตรของ CPS ในการเตรียมการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายของ PBMC นอกจากนี้ยังแสดงตัวอย่างไว้ด้วย

$$\text{เลือดครบที่สามารถใช้ได้ (มิลลิลิตร)} \times \text{เซลล์ที่ได้ (เซลล์/มิลลิลิตร)} \times \text{ความเข้มข้นของการแช่แข็งจนแข็ง (มิลลิลิตร/เซลล์)} = \text{CPS ที่ประมาณไว้ (มิลลิลิตร)}$$

ปิดเศษผลลัพธ์นี้ขึ้นให้เป็นค่ามิลลิลิตรเต็มที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ: ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ (UWBV) คือปริมาตรทั้งหมดของเลือดครบที่ถูกทำกระบวนการ (ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้อาจไม่เท่ากับความจริงของหลอด)

หมายเหตุ: เมื่อทำกระบวนการเลือดที่เก็บในหลอด ACD จะรวมถึงทั้งความจุจากการเจาะและสารกันเลือดเป็นลิ่มชนิดของเหลวเมื่อพิจารณาปริมาตรสูงสุด การวัด และการคำนวณเซลล์ที่ได้

- ตัวอย่างเช่น หลอด ACD ขนาด 8.5 มิลลิลิตร มีสารกันเลือดเป็นลิ่ม 1.5 มิลลิลิตร และจะเจาะเลือดปริมาตรสูงสุดที่ 8.5 มิลลิลิตร เมื่อประมาณและวัดหลอด ACD ความจุสูงสุดจะอยู่ที่ 10.0 มิลลิลิตรต่อหลอดเจาะเลือดขนาด 8.5 มิลลิลิตร (เลือดครบ 8.5 มิลลิลิตร + สารกันเลือดเป็นลิ่มชนิดของเหลว 1.5 มิลลิลิตร = 10.0 มิลลิลิตร)

หมายเหตุ: ควรทำการผลิตของ CPS ล่วงหน้าก่อนที่จะได้ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ที่วัดได้ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้ดำเนินการคำนวณข้างต้นโดยใช้ปริมาตรของเลือดครบสูงสุดที่คาดไว้ (นั่นคือ

ความจุของหลอดเก็บที่มีสารกันเลือดเป็นลิ่มชนิดด้วยจำนวนหลอดที่คาดว่าจะเก็บในนัดหมาย) เมื่อเตรียม CPS

ห้องปฏิบัติการควรพิจารณาผลที่ได้โดยเฉลี่ยที่ได้มาด้วยประชากรผู้เข้าร่วม เริ่มด้วยเซลล์ที่ได้อัตรา 1.5 x 10⁶ เซลล์/1.0 มิลลิลิตร สำหรับการคำนวณครั้งแรก ตรวจสอบติดตามการใช้ CPS รายวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงที่สุดและลดของเสียให้ต่ำที่สุด

- ตัวอย่างเช่น หากทั้ง CPS ปริมาณมากเป็นประจำในคอนทักซ์วัน ให้ปรับเซลล์ที่ใส่ลงเพื่อให้สะท้อนถึงประชากรผู้เข้าร่วมได้แม่นยำขึ้น หากการคำนวณทำให้ได้ปริมาตรของ CPS ที่ไม่เพียงพอ นั่นคือ ต้องทำการผลิตหลายชุด เพิ่มเซลล์ที่ได้ในการคำนวณ หรือพิจารณาเพิ่มปริมาตรสุดท้ายเป็นอัตราร้อยละที่คงที่ เช่น 20%

ตัวอย่าง: เลือดของผู้ใหญ่—ชุดการผลิตรายวันของ CPS - นัดหมายตามตารางเวลาหลายครั้ง:

- ความเข้มข้นเป้าหมายของการแช่แข็งจนแข็ง (มิลลิลิตร/เซลล์) สำหรับทั้งหมดคือ (1.0 มิลลิลิตร/15 x 10⁶ เซลล์) หรือ 15 ล้านเซลล์ที่ถูกแช่แข็งใน CPS 1 มิลลิลิตร (V2)
- คำนวณปริมาตรทั้งหมดที่คาดไว้:

หมายเหตุ: อย่าลืมรวมสารกันเลือดเป็นลิ่มชนิดของเหลวเมื่อคำนวณปริมาตรทั้งหมดที่คาดไว้จากหลอด ACD หลอด NaHep และ EDTA

ไม่มีสารกันเลือดเป็นลิ่มชนิดของเหลว ดังนั้น ปริมาตรของหลอดตามที่บันทึกไว้ในคำขอของห้องปฏิบัติการจึงเป็นปริมาตรสูงสุดที่เป็นไปได้

- นัดหมายตามตารางเวลาครั้งแรกรวมถึงหลอด ACD 18 x 8.5 มิลลิลิตร สำหรับการทำกระบวนการกับ PBMC
- นัดหมายตามตารางเวลาที่สองรวมถึงหลอด ACD 8 x 8.5 มิลลิลิตร ACD สำหรับการทำกระบวนการกับ PBMC
- นัดหมายตามตารางเวลาที่สามรวมถึงหลอด NaHep 8 x 10.0 มิลลิลิตร สำหรับการทำกระบวนการกับ PBMC
- หลอดทั้งหมดที่คาดไว้ (18+8+8) = 34, 34 หลอด x 10.0 มิลลิลิตร = ปริมาตรสูงสุดที่คาดไว้ 340.0 มิลลิลิตร

เลือดครบที่สามารถใช้ได้ x	เซลล์ที่ได้ x	ความเข้มข้นของการแช่แข็งจนแข็ง =	CPS ที่ประมาณไว้ที่จะเตรียม
(340.0 มิลลิลิตร) x	(1.5 x 10 ⁶ เซลล์/ 1 มิลลิลิตร) x	(1.0 มิลลิลิตร/15 x 10 ⁶ เซลล์) =	34.0 มิลลิลิตร

ตัวอย่าง: เลือดของผู้ใหญ่—การเก็บเลือดในปริมาณมาก ความเข้มข้นเป้าหมายของการแช่แข็งจนแข็ง (มิลลิลิตร/เซลล์) คือ (1.0 มิลลิลิตร/15 x 10⁶ เซลล์) หรือ 15 ล้านเซลล์ที่ถูกแช่แข็งใน CPS 1 มิลลิลิตร (V2) ชุดการผลิตของ CPS ที่สร้างขึ้นหลังจากวัด UWBV

เลือดครบที่สามารถใช้ได้ x	เซลล์ที่ได้ x	ความเข้มข้นของการแช่แข็งจนแข็ง =	CPS ที่ประมาณไว้ที่จะเตรียม
(135.0 มิลลิลิตร) x	(1.5 x 10 ⁶ เซลล์/ 1 มิลลิลิตร) x	(1.0 มิลลิลิตร/15 x 10 ⁶ เซลล์) =	14.0 มิลลิลิตร

ตัวอย่าง: เลือดของผู้ใหญ่—การเก็บเลือด NaHep 8 x 10.0 มิลลิลิตร ความเข้มข้นเป้าหมายของการแช่แข็งจนแข็ง (มิลลิลิตร/เซลล์) คือ (1.0 มิลลิลิตร/10 x 10⁶ เซลล์) หรือ 10 ล้านเซลล์ที่ถูกแช่แข็งใน CPS 1 มิลลิลิตร (V2) ชุดการผลิตของ CPS ที่สร้างขึ้นหลังจากวัด UWBV

เลือดครบที่สามารถใช้ได้ x	เซลล์ที่ได้ x	ความเข้มข้นของการแช่แข็งจนแข็ง =	CPS ที่ประมาณไว้ที่จะเตรียม
(80.0 มิลลิลิตร) x	(1.5 x 10 ⁶ เซลล์/ 1 มิลลิลิตร) x	(1.0 มิลลิลิตร/10 x 10 ⁶ เซลล์) =	12.0 มิลลิลิตร

11.2.4. ใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณปริมาณ DMSO และ FBS ที่จำเป็น

$$CPS = DMSO 1 \text{ ส่วน} + FBS 9 \text{ ส่วน}$$

ตัวอย่าง:

ปริมาณของ CPS ที่ประมาณไว้	ปริมาตรของ DMSO = (.1)(ปริมาตรของ CPS)	ปริมาตรของ HI-FBS = ปริมาตรของ CPS - ปริมาตรของ DMSO	ปริมาตรสุดท้ายของ CPS = ปริมาตรของ DMSO + ปริมาตรของ FBS
10.0 มิลลิลิตร	1.0 มิลลิลิตร	9.0 มิลลิลิตร	10.0 มิลลิลิตร
5.0 มิลลิลิตร	0.5 มิลลิลิตร	4.5 มิลลิลิตร	5.0 มิลลิลิตร

11.2.5. บันทึกปริมาตรของ CPS, DMSO และ FBS ในแผ่นงาน PBMC หากสร้างชุดการผลิตที่เข้าร่วมกัน
และนำไปบันทึกเวลาที่สร้างและชื่อของบุคคลที่สร้างชุดการผลิตดังกล่าวด้วยเช่นกัน

12. บทนำและแนวทางเกี่ยวกับการทำกระบวนการกับ PBMC

มีหลักการและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในกระบวนการทำกระบวนการกับ PBMC ทั้งหมด การแปรผันจะเกิดขึ้นจากตัวเลือกเทคนิคการแยก (CSTFB เทียบกับ โอเวอร์เลย์ด้วยมือ) การดำเนินการกับเลือด (การเจือจาง โดยมีหรือไม่มี การเปลี่ยนพลาสมาเทียบกับการเก็บพลาสมาโดยตรง) ความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์ และการแช่แข็ง/การจัดเก็บ เลือดหัวข้อกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการแยกเซลล์และการดำเนินการกับเลือด และการแช่แข็งและการจัดเก็บตามข้อกำหนดของเครือข่ายและโครงการวิจัย

13. การแยกเซลล์และการเจือจางเลือดด้วยหลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกันแบบพรีต (CSTFB) โดยมีการเปลี่ยนพลาสมา

หัวข้อ 13 สามารถใช้ได้สำหรับเครือข่ายทั้งหมด ตรวจสอบข้อกำหนดของโครงการวิจัยและสื่อที่มี ใช้หัวข้อ 13 หรือหัวข้อ 14 สำหรับตัวอย่างที่กำหนดให้ใด ๆ แต่ไม่ใช่ทั้งสองหัวข้อ

- 13.1. การแยกลิ้มโฟไซต์จากเลือดส่วนปลายโดยใช้หลอดแยก CSTFB ที่มีการเติมตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น (DGM) ที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
 - 13.1.1. ดำเนินการเปิดและการผสมทั้งหมดในตู้ชีวนิรภัย (BSC) คลาส II ระดับที่ 2 หรือสูงกว่า
 - 13.1.2. สเปรย์บนพื้นผิว แทนวาง และขวดรีเอเจนต์ทั้งหมดด้วยเอทานอล 70% โดยปริมาตร/ปริมาตรหรือสารฆ่าเชื้อที่เทียบเท่าทุกครั้งก่อนเข้าและใช้ BSC
 - 13.1.3. ดำเนินกระบวนการที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เว้นแต่จะหมายเหตุไว้เป็นอย่างอื่น
 - 13.1.4. ใช้ปิดใหม่สำหรับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วม (participant identification number, PTID) แต่ละหมายเลขและสารเติมแต่ง
- 13.2. เตรียมตัวอย่างเลือดครบ รีเอเจนต์ และวัสดุสิ้นเปลือง
 - 13.2.1. เตรียมและทำให้ CPS เย็น (ดูหัวข้อ 11 การเตรียมรีเอเจนต์) ก่อนทำกระบวนการหรืออย่างเพียงพอล่วงหน้าก่อนผสมกับ PBMC หากจำเป็นต้องใช้ CPS เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ควรเตรียมชุดการผลิตของ CPS ล่วงหน้าก่อนเริ่มขั้นตอนการทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ ต้องตรวจติดตามปริมาตรของชุดการผลิต และบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของการสร้างชุดการผลิตเพิ่มเติม (เมื่อจำเป็น) ในแผ่นงาน PBMC
 - 13.2.2. เตรียมหลอด CSTFB ให้เพียงพอสำหรับจัดการปริมาณเลือดสูงสุดที่คาดไว้
 - 13.2.2.1. สำหรับหลอด CSTFB 50 มิลลิลิตร ให้วางแผนสำหรับปริมาตรสูงสุดที่ 20 มิลลิลิตร หรือ CSTFB หนึ่งหลอดสำหรับหลอดเก็บเลือดขนาด 8.5-10.0 มิลลิลิตร ทุกสองหลอด เค็ดลับ: หารจำนวนหลอดเก็บขนาด 8.5-10.0 มิลลิลิตร ทั้งหมดที่จะได้รับด้วย 2 หากผลลัพธ์เป็นเศษส่วน (จำนวนหลอดเก็บเลือดที่เป็นเลขคี่) ให้ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (นั่นคือ เพิ่มหลอด CSTFB อีกหนึ่งหลอด)
 - 13.2.2.2. ตัวอย่าง:
 - นัดหมายที่ 1 มีหลอด NaHep 3 x 10.0 มิลลิลิตร เตรียมหลอด CSTFB 2 หลอด

- น้ดหมายที่ 10 มีหลอด ACD 10 x 8.5 มิลลิเมตร เติรมหลอด CSTFB 5 หลอด
- 13.2.3. ต้องแน่ใจว่าหลอด CSTFB ที่มี DGM ที่เตรียมไว้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ก่อนเริ่มขั้นตอนการทำกระบวนการ
- 13.2.4. ตรวจสอบหลอด CSTFB ที่เดิมสารแล้วด้วยสายตาเพื่อยืนยันว่าไม่มีฟองอากาศขนาดใหญ่และช่องว่างอยู่ระหว่าง DGM และตัวกั้นแบบฟริด และไม่มี DGM อยู่เหนือฟริดก่อนเติม WDR หรือเลือดลงในหลอด (ดูคำแนะนำในการเตรียม CSTFB ในหัวข้อ 10.4 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาปริมาณของ DGM เมื่อมีหมายเหตุไว้)
- 13.2.5. รวบรวมหลอดปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลม มีขีดบอกปริมาตร ทำจากพอลิโพรพิลีน ปราศจากเชื้อขนาด 50 มิลลิเมตร หลอดใหม่ในจำนวนเท่ากับ CSTFB ที่เตรียมไว้ (ดูหัวข้อ 13.2.2) สำหรับใช้งาน หลอด “ล้าง” เหล่านี้จะใช้สำหรับเซลล์ที่เก็บมาและขั้นตอนการล้างที่ตามมา

ขนาดของ CSTFB (มิลลิเมตร)	ขนาดของหลอดปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลม (มิลลิเมตร)
50	50

- 13.2.6. หากต้องมีการเปลี่ยนพลาสติก รวบรวมหลอดปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลม มีขีดบอกปริมาตร ทำจากพอลิโพรพิลีน ปราศจากเชื้อขนาด 15 หรือ 50 มิลลิเมตร ที่เหมาะสำหรับปริมาตรที่จำเป็นของพลาสติกที่จะเก็บ ดัดลากด้วย PTID สารกันเลือดเป็นลิ่ม และอนุพันธ์ (derivative)
- 13.2.7. หากหลอดสิ่งส่งตรวจเย็นเมื่อสัมผัส (เนื่องจากสภาวะโดยรอบที่เย็น เช่น การขนส่งในช่วงเดือนที่มีอากาศเย็นกว่า) ให้ปล่อยให้หลอดมีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ก่อนทำกระบวนการ
- 13.2.8. ตรวจสอบ PTID บนหลอดเลือดทั้งหมดที่ได้รับอย่างระมัดระวัง จัดระเบียบหลอดปฐมภูมิเพื่อไม่ให้มีโอกาสที่หลอดจะผสมปะปนกันระหว่าง PTID/PID หรือสารกันเลือดเป็นลิ่ม
ข้อเสนอแนะ: วางหลอดทั้งหมดสำหรับ PTID แต่ละหมายเลข/สารกันเลือดเป็นลิ่มแต่ละชนิดในตำแหน่งหนึ่งแทน สามารถใช้ตำแหน่งคนละตำแหน่งเพื่อแยก PTID หรือประเภทหลอด และใช้ปากกาบาร์โค้ดที่มีสีต่างกันสำหรับ PTID แต่ละหมายเลขเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

13.3. การเปลี่ยนพลาสติก

หมายเหตุ: ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนพลาสติกนี้เฉพาะในกรณีที่ต้องการแยกเลือดของพลาสมาจากหลอดเก็บ PBMC ตามโครงการวิจัยหรือ SPL/LPC/LM เท่านั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 13.4 หากไม่ต้องการแยกเลือดของพลาสมา

- 13.3.1. ต้องทำกระบวนการกับหลอดเก็บเลือดจาก PTID เดียวกันและสารกันเลือดเป็นลิ่มเดียวกันแยกกัน (ไม่รวมในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลม 50 มิลลิเมตร) เว้นแต่จะบ่งชี้ไว้เป็นอย่างอื่นใน SPL/LPC/LM ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัย
- 13.3.2. ทำเครื่องหมายปริมาตรของเลือดครบบนหลอดเก็บแต่ละหลอดที่เมนิสคัส (meniscus)
- 13.3.3. บั่นเหวี่ยงเลือดครบที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที บันทึกเวลาที่เริ่มทำกระบวนการในแผนงาน PBMC
- 13.3.4. ถ่ายพลาสมาไปยังหลอดปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลม 15 หรือ 50 มิลลิเมตร ที่ดัดลากแล้วสำหรับการปั่นเหวี่ยงครั้งที่สองเพื่อนำเศษชิ้นส่วนเซลล์ต่างๆ ออก
- 13.3.5. เติม WDR ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้เลือดกลับมาเป็นเลือดครบในปริมาตรดั้งเดิม ค่อยๆ ผสม และทำกระบวนการกับ PBMC ต่อในขั้นตอนที่ 13.4
- 13.3.6. ทำกระบวนการกับพลาสมาให้เสร็จสิ้นด้วยการปั่นเหวี่ยงพลาสมาที่เก็บมาที่ 800 ถึง 1200 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ได้แยกเลือด PL2 หรือตามโครงการวิจัยหรือ SPL/LPC/LM ขั้นตอนนี้อาจเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับการทำกระบวนการกับ PBMC
- 13.3.7. แยกเลือดพลาสมาที่ถูกปั่นคู่ (double spun) ลงในหลอดแยกเลือดที่ดัดลากแล้วตามที่ SPL/LPC/LM ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยระบุไว้ และทิ้งเศษชิ้นส่วนเซลล์ที่เหลือ

13.4. การเจือจางเลือดสำหรับการแยก CSTFB

หมายเหตุ: อัตราส่วนสูงสุดของเลือดต่อ WDR ควรอยู่ที่ประมาณ 2:1 ใช้หลอด 50 มิลลิเมตร หนึ่งหลอดสำหรับเลือดครบแต่ละ 12 ถึง 20 มิลลิเมตร ใช้หลอด CSTFB มากเท่าที่จำเป็นเพื่อกระจายเลือดทั้งหมดสำหรับ PID/PTID แต่ละหมายเลข

หมายเหตุ: ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นเป็นพิษต่อเซลล์ ควรทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการแยก

- 13.4.1. ดัดลาก CSTFB และหลอด “ล้าง” สำหรับการปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลมปราศจากเชื้อที่สอดคล้องกันแต่ละหลอดด้วย PTID (และสารกันเลือดเป็นลิ่ม หากเหมาะสม)
- 13.4.2. เติม WDR ลงใน CSTFB ที่เตรียมไว้และดัดลากแล้วแต่ละหลอดโดยใช้ปิเปตทางชีวรั่วปราศจากเชื้อ:

ขนาดของ CSTFB (มิลลิเมตร)	ปริมาตรโดยประมาณของ WDR (มิลลิเมตร)
50	5

- 13.4.3. เติม WDR ลงในหลอด “ล้าง” สำหรับการปั่นเหวี่ยงแบบก้นแหลมปราศจากเชื้อที่ดัดลากไว้ล่วงหน้าแต่ละหลอดโดยใช้ปิเปตทางชีวรั่วปราศจากเชื้อ:

ขนาดของ CSTFB (มิลลิลิตร)	ขนาดของหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม (มิลลิลิตร)	ปริมาตรที่เติมไว้ล่วงหน้าของ WDR (มิลลิลิตร)
50	50	25

- 13.4.4. เปิดฝาหลอดเลือดที่ได้สารกันเลือดเป็นลิ่ม หากไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยนพลาสติก/ไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการเปลี่ยนพลาสติก ให้บันทึกเวลาที่นำฝาออกเป็นเวลาเริ่มทำกระบวนการในแผนงาน PBMC
- 13.4.5. หากเลือดในหลอดเก็บจับตัวเป็นลิ่มหรือมีเม็ดเลือดแดงแตกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (grossly) ดูหัวข้อ 6.3
- 13.4.6. ใช้ปิเปตทางซีรัมวิทยาปราศจากเชื้อเพื่อค่อย ๆ ผสมเลือดครบ แล้วถ่ายเลือดลงใน CSTFB ที่ติดฉลากแล้ว
หมายเหตุ: ต้องถ่ายเลือดโดยใช้ปิเปตทางซีรัมวิทยา 10 มิลลิลิตร ในปริมาณที่วัดได้ที่ 10.0 มิลลิลิตร จนกระทั่งเหลือน้อยกว่า 10.0 มิลลิลิตร กระจายเลือดในหลอด CSTFB หลายหลอดโดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถติดตามปริมาตรได้อย่างแม่นยำสำหรับการวัด UWBV ตลอดจนการกระจายเลือดครบ
- 13.4.7. การถ่ายเลือดปริมาณทั้งหมด 15-20 มิลลิลิตร ที่เป็นเป้าหมายลงใน CSTFB ที่ติดฉลากแล้วแต่ละหลอด (ช่วงขยายด้านล่างจะอนุญาตให้ใช้ได้บางสถานการณ์ซึ่งช่วงเป้าหมายเป็นไปไม่ได้เท่านั้น) ห้ามเริ่มเติม CSTFB ขนาด 50 มิลลิลิตร หลอดใหม่ เว้นแต่จะมีเลือด/เหลือเลือดอยู่ขั้นต่ำ 12 มิลลิลิตร

ขนาดของ CSTFB (มิลลิลิตร)	ปริมาตรโดยประมาณของเลือด (มิลลิลิตร)*
50	15-20 (12 ถึง 22 จะอนุญาตให้ใช้ได้บางสถานการณ์)

*ปริมาตรของเลือดที่ต่ำกว่านี้ โดยเฉพาะเมื่อมีฮีมาโทคริตต่ำ อาจทำให้ Buffy coat (buffy coat) ตกลงมาใกล้กับ/บนฟริต ทำให้เก็บได้ยาก ปริมาตรของเลือดที่สูงกว่านี้อาจส่งผลให้มีส่วนประกอบที่ไม่สำคัญ (background)/เศษชิ้นส่วนในสิ่งส่งตรวจมากขึ้น ดูแนวทางที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยสำหรับปริมาตรของการเจาะเลือดที่ต่ำกว่านี้

- 13.4.8. กำหนดและบันทึกการวัดปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ อย่างแม่นยำภายใน 0.1 มิลลิลิตร
หมายเหตุ: ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเท่ากับขนาดของหลอด
- 13.4.9. ก่อล้าง (rinse) หลอดเลือดที่ได้สารกันเลือดเป็นลิ่มตั้งแต่หลอดที่มี WDR โดยใช้ปิเปตปราศจากเชื้อ เติมปริมาตรที่ก่อก้างใน CSTFB โดยต้องแน่ใจว่าไม่เกินขีดจำกัดของปริมาตรทั้งหมดของหลอด (WDR + เลือดครบ)

ขนาดของ CSTFB (มิลลิลิตร)	ขีดจำกัดของปริมาตรทั้งหมดของหลอด (มิลลิลิตร) (เลือดครบ + WDR)
50	30


13.4.10. ปิดฝา CSTFB อย่างระมัดระวัง

13.5. การปั่นเหวี่ยงความหนาแน่นและการเก็บ CSTFB

- 13.5.1. จับหลอดในลักษณะตั้งขึ้น วางลงในแท่นวาง และขนถ่ายไปยังเครื่องปั่นเหวี่ยง
- 13.5.2. บั่นเหวี่ยงที่ 800 ถึง 1000 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 15 นาทีที่ 15 ถึง 25°C (หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยปั่นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยปิดเบรก/ตั้งค่าเป็นศูนย์
หมายเหตุ: หากเปิดเบรกไว้ จะทำให้ชั้นแตกได้
- 13.5.3. ในขณะที่หลอด CSTFB กำลังปั่นอยู่ ให้ทิ้งหลอดเก็บทั้งหมดที่เทสารออกจนว่างเปล่าแล้วโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดพื้นผิวของ BSC และจัดระเบียบสำหรับขั้นตอนถัดไป
- 13.5.4. ยืนยันว่ามีหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมปราศจากเชื้อที่ติดฉลากแล้วที่เติม WDR ไว้ล่วงหน้า (หลอด “ล้าง”) ในจำนวนที่ถูกต้องพร้อมอยู่ใน BSC สำหรับขั้นตอนการเก็บ/การล้าง
- 13.5.5. เมื่อเครื่องปั่นเหวี่ยงหยุดสนิทแล้ว ค่อย ๆ นำ CSTFB แต่ละหลอดออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อไม่ให้รบกวนชั้นต่าง ๆ ใช้แท่นวางเพื่อรองรับหลอดและขนถ่ายไปยัง BSC อย่างระมัดระวัง
- 13.5.6. การปั่นเหวี่ยงทำให้สิ่งที่อยู่ในหลอดแบ่งตัวเป็นชั้นที่แตกต่างกันหกชั้น ซึ่งรวมถึงฟริตด้วย จากด้านบนของหลอด ชั้นเหล่านี้ได้แก่:

- พลาสมา + WDR
- ชั้น PBMC
- ตัวกลางกรเดียนต์ของควา
มหนาแน่น (DGM)

- ฟริต
- ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น (DGM)
- เซลล์เม็ดเลือดแดง (RBC) ที่อัดแน่นและเกรนูลอไซต์



13.5.7. ตรวจสอบหลอดเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไปนี้ บันทึกการสังเกตและการดำเนินการติดตามผลใด ๆ ที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ

- การแตกของเม็ดเลือดแดงในชั้นพลาสมา + WDR
- ลิ่มเลือดที่สามารถมองเห็นได้บนฟริตหลังจากการปั่นเหวี่ยง
- ชั้น PBMC ไม่มีติเนื่องจากข้อผิดพลาดในการปั่นเหวี่ยง เช่น เวลาเร่งความเร็วหรือการเบรก ชั้น PBMC จะดูเล็กและไม่ชัดเจน ขณะที่ชั้นพลาสมา + WDR อาจขุ่นเล็กน้อย [ดูจากผนวก C](#) สำหรับการแก้ไขปัญหา
- ชั้น PBMC ที่เกิดขึ้นบนฟริตเนื่องจากจำนวนของ RBC จากการนับหรือปริมาตรของฮีมาโทคริตที่ต่ำ
- ชั้น RBC ที่อยู่ติดกันได้และสัมผัสกับชั้น PBMC

13.5.8. นำส่วนพลาสมา-WDR สีค่อนข้างเหลืองด้านบนออกจนถึงภายใน 1 ถึง 2 เซนติเมตร ของแถบ PBMC สีขาวขุ่นที่อยู่ตรงรอยต่อ (interface) ระหว่างส่วนพลาสมา-WDR (สีค่อนข้างเหลือง) และสารละลายตัวกลางสำหรับการแยกที่มีลักษณะใสโดยใช้ปิเปตทางซีรัมวิทยาปราศจากเชื้อใหม่ สำหรับ PTID แต่ละหมายเลข ระวังอย่ารบกวนชั้นเซลล์ในระหว่างกระบวนการนี้ ทั้งส่วนพลาสมา-WDR ตามนโยบายของห้องปฏิบัติการ **หมายเหตุ:** ในอีกทางเลือกหนึ่ง อาจนำแถบ PBMC สีขาวขุ่นออกโดยการสอดปิเปตผ่านชั้นพลาสมา-WDR ด้านบนอย่างระมัดระวัง

13.5.9. เก็บเซลล์ทั้งหมดที่รอยต่อสีขาวขุ่นเหนือฟริตโดยใช้ปิเปตทางซีรัมวิทยาปราศจากเชื้อ ใช้ความระมัดระวังไม่ดูดตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นออกมากเกินไปที่เป็น

13.5.9.1. ถ้าเซลล์ที่เก็บมาจาก CSTFB หนึ่งหลอดไปยังหลอด “ล้าง” สำหรับการปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมปราศจากเชื้อที่ติดฉลากไว้ล่วงหน้าที่สอดคล้องกันหลอดเดียว (ที่เตรียมตามหมายเหตุในหัวข้อ 13.4) เดิม WDR ในหลอดไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา

13.5.10. ปิดฝา CSTFB ที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงและตัวกลางสำหรับการแยกที่เหลืออีกครั้ง ทั้ง CSTFB โดยถือเป็นของเสียอันตรายทางชีวภาพโดยปฏิบัติตามนโยบายของห้องปฏิบัติการ

13.6. ต้องแน่ใจว่าบันทึกองค์ประกอบหลักทั้งหมดตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการแล้ว ไปที่หัวข้อ 15

14. การแยกเซลล์ด้วยไอเวอรีลหรืออินเตอร์ลิวคินตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือและการเจือจางเลือดด้วยการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือโดยมีการเปลี่ยนพลาสมา

หัวข้อ 14 สามารถใช้ได้สำหรับเครือข่ายทั้งหมด ตรวจสอบข้อกำหนดของโครงการวิจัยและสื่อที่มีใช้หัวข้อ 13 หรือหัวข้อ 14 สำหรับตัวอย่างที่กำหนดให้ใด ๆ แต่ไม่ใช่ทั้งสองหัวข้อ

หมายเหตุสำหรับ HVTN: HVTN ไม่แนะนำให้ใช้วิธีอินเตอร์ลิวคิน ต้องได้รับอนุมัติวิธีอินเตอร์ลิวคินล่วงหน้าจากศูนย์ห้องปฏิบัติการของ HVTN ก่อนใช้สำหรับสิ่งส่งตรวจของโครงการวิจัย

14.1. การแยกเกล็ดไฟไซต์จากเลือดส่วนปลายโดยใช้วิธีไอเวอรีลหรือตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือ

14.1.1. ดำเนินการเปิดและการผสมทั้งหมดในตู้ชีววิทย (BSC) คลาส II ระดับที่ 2 หรือสูงกว่า

14.1.2. สเปร์ยบนพื้นผิว แทนวาง และขวครีเอเจนต์ทั้งหมดด้วยเอทานอล 70% โดยปริมาตร/ปริมาตรทุกครั้งก่อนเข้าและใช้ BSC

14.1.3. ดำเนินกระบวนการที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เว้นแต่จะหมายเหตุไว้เป็นอย่างอื่น

- 14.1.4. ใช้ปีปไตใหม่สำหรับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วม (participant identification number, PTID) แต่ละหมายเลขและสารเติมแต่ง
- 14.2. เตรียมตัวอย่างเลือดครบ รีโอเจนท์ และวัสดุสิ้นเปลือง
- 14.2.1. เตรียมและทำให้ CPS เย็น (คู่มือข้อ 11 การเตรียมรีโอเจนท์) ก่อนทำกระบวนการหรืออย่างเพียงพอล่วงหน้าก่อนผสมกับ PBMC หากจำเป็นต้องใช้ CPS เพิ่มเติม
- หมายเหตุ:* ควรเตรียมชุดการผลิตของ CPS ล่วงหน้าก่อนเริ่มขั้นตอนการทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ ต้องตรวจติดตามปริมาณของชุดการผลิต และบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของการสร้างชุดการผลิตเพิ่มเติม (เมื่อจำเป็น) ในแผนงาน PBMC
- 14.2.2. ปลอ่ยให้ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นอยู่ที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) คู่มือข้อ 10 รีโอเจนท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 14.2.3. รวบรวมหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม มีขีดบอกปริมาตร ทำจากพอลิโพรพิลีน ปราศจากเชื้อขนาด 50 มิลลิลิตร ให้เพียงพอสำหรับจัดการขั้นตอนการเจือจาง โอเวอร์เลย์/อินเตอร์เลย์ และการล้างทั้งหมด
- 14.2.4. หากต้องการเปลี่ยนพลาสติก รวบรวมหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม มีขีดบอกปริมาตร ทำจากพอลิโพรพิลีน ปราศจากเชื้อขนาด 15 หรือ 50 มิลลิลิตร ที่เหมาะสมสำหรับปริมาตรที่จำเป็นของพลาสติกที่จะเก็บ ติดฉลากด้วย PTID สารกันเลือดเป็นลิ่ม และอนุพันธ์ (derivative)
- 14.2.5. หากหลอดส่งตรวจเย็นเมื่อสัมผัส (เนื่องจากสภาวะโดยรอบที่เย็น เช่น การขนส่งในช่วงเดือนที่มีอากาศเย็นกว่า) ให้ปลอ่ยให้หลอดมีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ก่อนทำกระบวนการ
- 14.2.6. ตรวจสอบ PTID บนหลอดเลือดทั้งหมดที่ได้รับอย่างระมัดระวัง จัดระเบียบหลอดปฐมภูมิเพื่อไม่ให้มีโอกาสที่หลอดจะผสมปะปนกันระหว่าง PTID หรือสารกันเลือดเป็นลิ่มภายในชุด PTID หนึ่งชุด
- ข้อเสนอแนะ:* วางหลอดทั้งหมดสำหรับ PTID แต่ละหมายเลข/สารกันเลือดเป็นลิ่มแต่ละชนิดในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง สามารถใช้ตำแหน่งคนละตำแหน่งเพื่อแยก PTID หรือประเภทหลอด และสามารถใช้ปากกาบาร์โค้ดที่มีสีต่างกันสำหรับ PTID แต่ละหมายเลขเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
- 14.2.7. กำหนดและบันทึกการวัดปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้อย่างแม่นยำภายใน 0.1 มิลลิลิตร โดยใช้ปิเปตทางชีววิทยา 10 มิลลิลิตร (หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากเครือข่าย) ย้ำอีกครั้งว่าปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเท่ากับขนาดของหลอด
- หมายเหตุสำหรับ HVTN:* ไม่อนุญาตให้ใช้หลอดอ้างอิงหรือหลอดแบบกันแหลมเพื่อจุดประสงค์ในการวัด
- 14.3. การเปลี่ยนพลาสติก
- หมายเหตุ:* ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนพลาสติกนี้เฉพาะในกรณีที่ต้องการหลีกเลี่ยงของพลาสติกมาจากหลอดเก็บ PBMC ตามโครงการวิจัยหรือ SPLI/LPC/LM เท่านั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 14.4 หากไม่ต้องการหลีกเลี่ยงของพลาสติก
- 14.3.1. อาจทำกระบวนการกับหลอดเก็บเลือดจาก PTID เดียวกันและสารกันเลือดเป็นลิ่มเดียวกันแยกกันหรือรวมในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 50 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ทำการรวมสำหรับ HVTN)
- 14.3.2. ทำเครื่องหมายปริมาตรของเลือดครบบนหลอดเก็บแต่ละหลอดที่เมนิสคัส (meniscus)
- 14.3.3. บั่นเหวี่ยงเลือดครบที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที บันทึกเวลาที่เริ่มทำกระบวนการในแผนงาน PBMC
- 14.3.4. ถ่ายพลาสติกไปยังหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 15 หรือ 50 มิลลิลิตร ที่ติดฉลากแล้วสำหรับการบั่นเหวี่ยงครั้งที่สองเพื่อนำเศษชิ้นส่วนเซลล์ใด ๆ ออก
- 14.3.5. เติม WDR ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้เลือดกลับมามีเลือดครบในปริมาตรดั้งเดิม ค่อย ๆ ผสม และทำกระบวนการกับ PBMC ต่อในขั้นตอนที่ 14.4
- 14.3.6. ทำกระบวนการกับพลาสติกให้เสร็จสิ้นด้วยการบั่นเหวี่ยงพลาสติกที่เก็บมาที่ 800 ถึง 1200 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ได้เอลิควอด PL2 หรือตาม SPLI/LPC/LM ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้อาจเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องบั่นเหวี่ยงสำหรับการทำกระบวนการกับ PBMC
- 14.3.7. แอลิควอดพลาสติกที่ถูกบั่นสูงในหลอดเอลิควอดที่ติดฉลากแล้วตามที่ SPLI/LPC/LM ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยระบุไว้ และทิ้งเศษชิ้นส่วนเซลล์ที่เหลือ
- 14.4. การเจือจางเลือดสำหรับการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือ
- 14.4.1. เปิดฝาหลอดเลือดที่ใส่สารกันเลือดเป็นลิ่ม หากไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยนพลาสติก/ไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการเปลี่ยนพลาสติก ให้บันทึกเวลาที่นำฝาออกเป็นเวลาที่เริ่มทำกระบวนการในแผนงาน PBMC
- 14.4.2. หากหลอดมีการจับตัวเป็นลิ่มที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือมีเม็ดเลือดแดงแตกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คู่มือข้อ 6.3
- หมายเหตุ:* อนุญาตให้ทำการรวมบัพพีโคตามแนวทางใน [ภาคผนวก D](#): การรวมชั้นบัพพีโคสำหรับการแยก PBMC ด้วยตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น ในการรวมบัพพีโค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน [ภาคผนวก D](#) แทนการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 14.4.3 และ 14.4.4

14.4.3. ดัดลากลดลงบนเหรียญแบบกันแหลมแต่ละหลอดด้วย PTID และสารกันเลือดเป็นลิ่ม

ขนาดของหลอดปั่นเหรียญแบบกันแหลม (มิลลิลิตร)	ปริมาณของเลือดโดยประมาณ (มิลลิลิตร)
50	12 ถึง 22
15	4 ถึง 5

14.4.4. ถ่ายเลือดไปยังหลอดปั่นเหรียญแบบกันแหลม 15 หรือ 50 มิลลิลิตร ปราศจากเชื้อที่ดัดลากลแล้ว และเติม WDR ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อเจือจางเลือดตามเอกสารกำกับ (package insert) ของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น (อัตราส่วนสูงสุดของเลือดต่อสารทำเจือจางควรอยู่ที่ 2:1)

14.5. สำหรับการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น:

หมายเหตุ: ใช้วิธีไอเวอร์เลย์ (หัวข้อ 14.5.1) หรือวิธีอินเคอร์เลย์ (หัวข้อ 14.5.2) แต่ไม่ใช่ทั้งสองวิธี

14.5.1. วิธีไอเวอร์เลย์:

14.5.1.1. เตรียมหลอดปั่นเหรียญแบบกันแหลมปราศจากเชื้อที่ดัดลากลแล้วสำหรับแต่ละหลอดที่มีเลือดที่เจือจางแล้ว

14.5.1.2. เติมตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นในปริมาณที่เหมาะสมลงในหลอดปั่นเหรียญแบบกันแหลมปราศจากเชื้อเปล่า

หมายเหตุ:

ปริมาณของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นต่อเลือดที่เจือจางแล้วตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

14.5.1.3. เปิดเลือดที่เจือจางแล้วบนด้านบนของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นอย่างระมัดระวังและช้า ๆ

ข้อเสนอแนะ: ค่อย ๆ ปล่อยให้ของผสมของ WDR-

เลือดที่เจือจางแล้วไหลลงข้างของหลอดและรวมที่ด้านบนของพื้นผิวตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นโดยไม่ทำให้ระนาบของพื้นผิวแตก

14.5.1.4. ปิดฝาหลอดอย่างระมัดระวัง ไปที่หัวข้อ 14.6

14.5.2. วิธีอินเคอร์เลย์:

14.5.2.1. ค่อย ๆ ผสมอย่างทั่วถึงเพื่อลดการเกาะกลุ่ม (clumping) ของเซลล์ในระหว่างการแยก

เลือกได้: เติม WDR อีกปริมาณหนึ่งที่เท่ากับปริมาณทั้งหมดของเลือดลงในเลือดครบหรือเลือด-WDR

14.5.2.2. กำหนดปริมาณของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นที่จำเป็นสำหรับแต่ละหลอด โดยอิงตามปริมาณของ WDR-เลือดที่เจือจางแล้ว

หมายเหตุ:

ปริมาณของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นต่อเลือดที่เจือจางแล้วตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

14.5.2.3. เปิดสารละลายตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นใต้เลือด-WDR อย่างระมัดระวังและช้า ๆ

14.5.2.4. ปิดฝาหลอดอย่างระมัดระวัง ไปที่หัวข้อ 14.6

14.6. การปั่นเหรียญความหนาแน่นและการเก็บลิ้มโฟไซต์:

14.6.1. จับหลอดในลักษณะตั้งขึ้น วางลงในแท่นวาง และค่อย ๆ ขนถ่ายไปยังเครื่องปั่นเหรียญ

14.6.2. บั่นเหรียญที่ 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 30 นาทีที่ 15 ถึง 25°C (หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยปิดเบรก/ตั้งค่าเป็นศูนย์ หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับที่มาพร้อมกับตัวกลางเกรเดียนต์

หมายเหตุ: หากเปิดเบรกไว้ จะทำให้ชั้นแตกได้ ต้องปิดเบรกของเครื่องปั่นเหรียญเพื่อให้แยกได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อดึง PBMC ออกมาให้ได้มากที่สุด

14.6.3. ในขณะที่หลอดแบบกันแหลมกำลังปั่นอยู่ ให้ทิ้งหลอดเก็บทั้งหมดที่ทราบออกจนว่างเปล่าแล้ว โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดพื้นผิวของ BSC และจัดระเบียบสำหรับขั้นตอนถัดไป

14.6.4. ดัดลากล (ที่มี PTID/สารกันเลือดเป็นลิ่ม)

หลอดปั่นเหรียญแบบกันแหลมปราศจากเชื้อหลอดใหม่ในจำนวนและขนาดที่เท่ากับหลอดปั่นเหรียญแบบกันแหลมที่ใช้ในขั้นตอนการปั่นเหรียญสำหรับการแยก ใช้หลอดใหม่เหล่านี้สำหรับขั้นตอนการเก็บและการล้างเซลล์หลังจากนี้

14.6.5. เติม WDR ลงในหลอด “ล้าง” สำหรับการปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมปราศจากเชื้อที่ติดฉลากไว้ล่วงหน้าแต่ละหลอดโดยใช้ปิเปตปราศจากเชื้อ:

ขนาดของหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม (มิลลิลิตร)	ปริมาตรที่เติมไว้ล่วงหน้าของ WDR (มิลลิลิตร)
50	25
15	5

14.6.6. เมื่อเครื่องปั่นเหวี่ยงหยุดสนิทแล้ว ค่อย ๆ นำหลอดแบบกันแหลมแต่ละหลอดออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อไม่ให้รบกวนชั้นต่าง ๆ ใช้แท่นวางเพื่อรองรับหลอดและขนถ่ายไปยัง BSC อย่างระมัดระวัง.

14.6.7. หากไม่สามารถมองเห็นชั้นเซลล์ได้ ให้ยืนยันว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงกำลังปฏิบัติกรอย่างเหมาะสมหรือไม่ แก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ท่านพบ ปั่นเหวี่ยงหลอดซ้ำ บันทึกปัญหาและการดำเนินการที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ

14.6.8. บันทึกการแตกของเม็ดเลือดแดงหรือลิ่มเลือดขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นได้ที่รอยต่อของเซลล์

หมายเหตุ: มองหาการแตกของเม็ดเลือดแดงหรือลิ่มเลือดหลังจากการปั่นเหวี่ยง ประเมินการแตกของเม็ดเลือดแดง +1 ถึง +4 ตามคำอธิบายที่ให้ไว้ในอภิธานศัพท์ บันทึกการสังเกตของท่าน

14.6.9. นำส่วนพลาสมา-WDR สีค่อนข้างเหลืองด้านบนออกจนถึงภายใน 1 ถึง 2 เซนติเมตร ของแถบ PBMC สีขาวขุ่นที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างส่วนพลาสมา-WDR (สีค่อนข้างเหลือง) และสารละลายตัวกลางสำหรับการแยกที่มีลักษณะใส โดยใช้ปิเปตปราศจากเชื้อ (ปิเปตทางซีรัมวิทยาหรือปิเปตสำหรับถ่ายสาร) ใหม่สำหรับ PTID แต่ละหมายเลข ระวังอย่ารบกวนชั้นเซลล์ในระหว่างกระบวนการนี้ ทั้งส่วนพลาสมา-WDR ตามนโยบายของห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ: ในอีกทางเลือกหนึ่ง อาจนำแถบ PBMC สีขาวขุ่นออกโดยการสอดปิเปตผ่านชั้นพลาสมา-WDR ด้านบนอย่างระมัดระวัง

14.6.10. เก็บเซลล์ทั้งหมดที่รอยต่อสีขาวยุ่นโดยใช้ปิเปตทางซีรัมวิทยาหรือปิเปตสำหรับถ่ายสารปราศจากเชื้อ ใช้ความระมัดระวังไม่ดูดสารละลายตัวกลางสำหรับการแยกออกมากเกินไปจนเกินไป

14.6.11. ถ่ายเซลล์ที่เก็บมาจากหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมหนึ่งหลอด ไปยังหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมปราศจากเชื้อที่ติดฉลากไว้ล่วงหน้าที่สอดคล้องกันหลอดเดียว สามารถเติม WDR ในหลอดไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา (หัวข้อ 14.6.5)

14.6.12. ปิดฝาหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดง/ตัวกลางสำหรับการแยกที่เหลืออีกครั้ง และทิ้งหลอดดังกล่าว โดยถือเป็นของเสียอันตรายทางชีวภาพ โดยปฏิบัติตามนโยบายของห้องปฏิบัติการ

14.7. ต้องแน่ใจว่าบันทึกองค์ประกอบหลักทั้งหมดตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการแล้ว ไปที่หัวข้อ 15

15. การล้าง การนับ การแขวนตะกอนใหม่ ความเข้มข้น และการแช่แข็งข้ามคืนแบบควบคุมอัตรา

15.1. การล้างครั้งที่ 1:

15.1.1. QS (เพิ่มปริมาตรของส่วน PBMC ขึ้น) ถึงประมาณ 45 มิลลิลิตร (สำหรับหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 50 มิลลิลิตร) หรือ 10 มิลลิลิตร (สำหรับหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 15 มิลลิลิตร) โดยการเติม WDR ค่อย ๆ ผสม

15.1.2. ปิดฝาหลอดแบบกันแหลมทั้งหมดที่ตอนนี้มีเซลล์ที่เก็บมาซึ่งเจือจางอยู่ใน WDR อีกครั้ง

15.1.3. ปั่นเหวี่ยงเซลล์ที่เจือจางแล้วที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 25°C (หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยเลือกใช้เบรกค่าหรือไม่ก็ได้

15.1.4. นำหลอดออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยงและตรวจสอบหาตะกอนเซลล์

15.1.4.1. หากไม่สามารถมองเห็นตะกอนเซลล์ (cell pellet) ได้

ให้ยืนยันว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงกำลังปฏิบัติกรอย่างเหมาะสมหรือไม่และใช้การตั้งค่าที่ถูกต้องหรือไม่ แก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ท่านพบ ปั่นเหวี่ยงหลอดซ้ำ

บันทึกปัญหาและการดำเนินการที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ

หากยังไม่สามารถมองเห็นตะกอนเซลล์ได้หลังจากการปั่นเหวี่ยงหลอดซ้ำ

ให้ดำเนินการขึ้นขั้นตอนการทำกระบวนการต่อและบันทึกรายละเอียดในแผนงานการทำกระบวนการ

15.1.5. นำส่วนเหนือตะกอน (supernatant) ของ WDR

ออกและทิ้งอย่างระมัดระวังโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์โดยเทลงในภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นของเหลวที่กำหนดไว้ใน BSC อย่างรวดเร็ว

อาจใช้วิธีการทางเลือก เช่น การนำออกด้วยปิเปตทางซีรัมวิทยาหรือโดยการดูดออก สำหรับตะกอนที่หวมหรือมีเซลล์เม็ดเลือดแดงในปริมาณมาก

15.2. การล้างครั้งที่ 2:

15.2.1. ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนแต่ละก้อนใน WDR ปริมาตรเล็กน้อย โดยค่อย ๆ ผสมแต่ทั่วถึงให้กลายเป็นสารแขวนตะกอนของเซลล์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน

ขนาดของหลอด (มิลลิลิตร)	ปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ของ WDR (มิลลิลิตร)
-------------------------	---

50	≤ 5
15	≤ 3

15.2.2. รวมสารแขวนตะกอนของตะกอนจาก PTID/สารกันเลือดเป็นลิ่มเดียวกัน หลอดนี้เป็นหลอดเซลล์ที่เก็บมา

ขนาดของหลอด (มิลลิลิตร)	จำนวนสารแขวนตะกอนของตะกอนที่จะรวม	ปริมาตรทั้งหมด (มิลลิลิตร)
50	≤ 4	≤ 20
15	≤ 2	≤ 6

15.2.3. ใช้ WDR ในปริมาตรเล็กน้อยเพื่อกลั้วหลอดที่ถ่ายตะกอนมา เก็บปริมาตรที่กลั้วของ WDR ในหลอดเซลล์ที่เก็บมา

15.2.4. QS ส่วน PBMC โดยเติม WDR และค่อย ๆ ผสม

ขนาดของหลอด (มิลลิลิตร)	ปริมาตรของ QS (มิลลิลิตร)
50	≤ 45
15	≤ 10

15.2.5. ปิดฝาหลอดอีกครั้งและวางหลอดในเครื่องปั่นเหวี่ยง

15.2.6. ปั่นเหวี่ยงเซลล์ที่เจือจางแล้วที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 25°C (หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยเลือกใช้เบรคต่ำหรือไม่มีก็ได้

15.2.7. นำหลอดออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยงและตรวจสอบหาคะกอนเซลล์

หมายเหตุ: หากไม่สามารถมองเห็นตะกอนเซลล์ได้ ให้ยืนยันว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงกำลังปฏิบัติการอย่างเหมาะสมหรือไม่ แก้ไขปัญหาใด ๆ

และปั่นเหวี่ยงหลอดซ้ำ บันทึกปัญหาและการดำเนินการที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ

หากยังไม่สามารถมองเห็นตะกอนเซลล์ได้หลังจากการปั่นเหวี่ยงหลอดซ้ำ

ให้ดำเนินการขั้นตอนการทำกระบวนการต่อและบันทึกรายละเอียดในแผนงานการทำกระบวนการ

15.2.8. นำส่วนเหนือตะกอน (supernatant) ของ WDR

ออกและทิ้งอย่างระมัดระวังโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์โดยเทลงในภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นของเหลวที่กำหนดไว้ใน BSC อย่างรวดเร็ว

อาจใช้วิธีการทางเลือก เช่น การนำออกด้วยปิเปตทางชีววิทยาหรือ โดยการดูดออก สำหรับตะกอนที่หวมหรือมีเซลล์เม็ดเลือดแดงในปริมาณมาก

15.3. จำนวนเซลล์ PBMC จากการนับ

15.3.1. กำหนดและบันทึกปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับของ WDR (V) ที่แม่นยำภายใน 0.1 มิลลิลิตร V

มีความสำคัญเนื่องจากเป็นปริมาตรที่ใช้ซึ่งในการนับจำนวนเซลล์

หมายเหตุ: ปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับ (V) คือ 20% ของปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด

ซึ่งปัดเศษให้เป็นค่ามิลลิลิตรเต็มที่ใกล้ที่สุด (บันทึก X.0) ในเกือบทุกกรณี

ตัวอย่าง: ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดที่บันทึกได้เป็น 78.6 มิลลิลิตร ปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับจะเป็น 16.0 มิลลิลิตร (78.6 x 20% = 15.72 เมื่อปัดเศษ 15.72 ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดจะได้ 16.0 มิลลิลิตร)

ตัวอย่างสถานการณ์ซึ่งอาจมีการแก้ไข V:

- V ที่คำนวณได้มากกว่าความจุของหลอดแบบกันแหลมเล็กน้อย วัด UWBV และบันทึกได้เป็น 255.2 มิลลิลิตร ปัดเศษ 20% ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดจะได้ 51.0 มิลลิลิตร ในสถานการณ์นี้ อาจลด V ลงเหลือ 45.0 มิลลิลิตร เพื่อให้สามารถทำการผสมและการปั่นเหวี่ยงที่ตามมาในหลอดแบบกันแหลม 50 มิลลิลิตร ได้อย่างปลอดภัย
- ตัวอย่างของผู้เข้าร่วมทำให้ได้แถบเซลล์ที่จางมากและตะกอนเซลล์ที่ตามมาที่มีขนาดเล็กอย่างมีนัยสำคัญ ในสถานการณ์นี้ อาจลด V เพื่อป้องกันจำนวนเซลล์จากการนับที่อยู่นอกช่วง

15.3.2. หากมีตะกอนมากกว่าหนึ่งก้อนจาก PTID/สารกันเลือดเป็นลิ่มเดียวกัน ให้ใช้ปริมาตรที่วัดได้ติดตามได้เพียงเล็กน้อยของ WDR เพื่อค่อย ๆ

แขวนตะกอนใหม่และรวมตะกอนเซลล์ลงในหนึ่งหลอด กลั้วหลอดที่ถ่ายเซลล์มาโดยใช้ปริมาตรที่เหลือของการแขวนตะกอนใหม่

เติมปริมาตรที่กลั้วลงในหลอดที่มีสารแขวนตะกอนของเซลล์

15.3.3. ค่อย ๆ ผสมเซลล์ แต่ทั่วถึงทันทีก่อนเก็บตัวอย่างสำหรับจำนวนเซลล์จากการนับ

15.3.4. ถ่ายปริมาตรเล็กน้อยของการแขวนตะกอนใหม่ลงในหลอดขนาดเล็กหนึ่งหลอดสำหรับการนับ ปฏิบัติตามเครื่องมือหรือคำแนะนำใน SOP

เกี่ยวกับการนับสำหรับปริมาตรที่เหมาะสม

หมายเหตุ: หากจำเป็นต้องการนับซ้ำ ให้ลดปริมาตรของการเก็บตัวอย่างที่จำเป็นให้ต่ำที่สุด

15.3.5. ปฏิบัติตาม SOP สำหรับวิธีการนับเซลล์ที่ได้รับอนุมัติที่ห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการเพื่อกำหนดความเข้มข้นของเซลล์ x 10⁶ ต่อมิลลิลิตร

หมายเหตุ: เซลล์ที่ 10^3 ไมโครลิตร = เซลล์ที่ 10^6 มิลลิลิตร

หมายเหตุ: อาจดำเนินการนับ โดยอัตโนมัติหนึ่งครั้ง การนับด้วยมือต้องนับสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่สี่อัน (1 ตารางมิลลิเมตร)

- 15.3.6. จำนวนจำนวนเซลล์ทั้งหมดโดยใช้สูตรต่อไปนี้

$$T = C \times V$$

T = จำนวนเซลล์ทั้งหมด

C = ความเข้มข้น (10^6 /มิลลิลิตร) ที่กำหนดในวิธีการนับ

V = ปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับของ WDR เป็นมิลลิลิตร

- 15.3.7. จำนวนเซลล์ที่ได้เป็นเซลล์/มิลลิลิตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้โดยใช้สูตรด้านล่าง

$$\text{เซลล์ที่ได้ (} 10^6 \text{ เซลล์/มิลลิลิตร)} = T/\text{ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้}$$

หมายเหตุ: จำนวนเซลล์ที่ได้เพื่อจุดประสงค์ด้านคุณภาพ ดูหัวข้อ 16 การควบคุมคุณภาพสำหรับช่วงที่คาดไว้ของเซลล์ที่ได้และเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหา

- 15.4. การคำนวณปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้าย

- 15.4.1. จำนวนปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ที่แช่แข็งจนแข็งของ CPS

ที่จำเป็นโดยการคำนวณขั้นตอนนี้ด้านล่างสำหรับความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์ที่เป็นเป้าหมายให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์ที่เป็นเป้าหมายจะแตกต่างกันไปตามและโครงการวิจัย ดูโครงการวิจัยหรือ SPLI/LPC/LM

ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยสำหรับข้อมูลความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์ที่เป็นเป้าหมาย

- 15.4.2. จำนวนปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ที่แช่แข็งจนแข็งของ CPS ที่ประมาณไว้ (V1) ที่จำเป็นโดยใช้ความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์ที่เป็นเป้าหมาย

$$V1 = (T/N1) \times V2$$

T = จำนวนเซลล์ทั้งหมด

N1 = ความเข้มข้นสุดท้ายของเซลล์ที่เป็นเป้าหมาย

V2 = ปริมาตรสุดท้ายของแอลิวอดเป็นมิลลิลิตร

พิเศษ V1 ลงให้เป็นค่ามิลลิลิตรเต็มที่ใกล้ที่สุด (1.0) เพื่อกำหนด V_1

- 15.4.3. จำนวนจำนวนเซลล์จริงต่อไอแอล (N2) โดยใช้ปริมาตรจริงของการแช่แข็งจนแข็งของ CPS (V_2) ที่กำหนดในการคำนวณก่อนหน้านี้

$$N2 = (T/V_2) \times V2$$

N2 = จำนวนเซลล์จริงต่อไอแอล

T = จำนวนเซลล์ทั้งหมด

V2 = ปริมาตรสุดท้ายของแอลิวอดเป็นมิลลิลิตร (1.0 มิลลิลิตร เว้นแต่จะมีคำสั่งไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารที่จำเพาะต่อโครงการวิจัย)

- 15.5. การติดฉลาก

- 15.5.1. ดำเนินการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการติดฉลากโครโอไอแอลให้เสร็จสิ้นก่อนปั่นเหวี่ยงขั้นสุดท้าย

หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือต้องลดเวลาที่เซลล์ยังอยู่ในตะกอนให้ต่ำที่สุด

- 15.5.2. สร้างฉลากโครโอไอแอลโดยใช้ LDMS

- 15.5.2.1. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการของเครือข่ายสำหรับการดำเนินการป้อนข้อมูลให้เสร็จสิ้น

- 15.5.2.2. ตรวจสอบที่ฐานฉลากโครโอไอแอลแต่ละประเภทที่ได้มาสำหรับข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลโดยเทียบกับค่าของห้องปฏิบัติการและแผนงานการทำกระบวนการก่อนติดฉลากโครโอไอแอล

- 15.5.2.3. ตรวจสอบบาร์โค้ดบนฉลากและพื้นที่พิมพ์ด้วยสายตาเพื่อดูการปรับแนวและคุณภาพของการพิมพ์

- 15.5.2.4. แก้ไขข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลใด ๆ ใน LDMS และพิมพ์ฉลากอีกครั้งตามที่จำเป็น

- 15.5.3. ติดฉลากบนโครโอไอแอลเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในหลอดได้

- 15.5.4. สแกนโครโอไอแอลเปล่าที่ติดฉลากแล้วตามลำดับ GSID เข้าไปในมอดูลการจัดเก็บของ LDMS เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ การทวนสอบความสามารถในการสแกนและการกำหนดสถานที่จัดเก็บจะรวมอยู่ในขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้แท่นวาง Nunc เพื่อให้สามารถเปิด/ปิดไอแอลด้วยมือเดียว ห้ามวางฝาโครโอไอแอลบนพื้นผิวใด ๆ

- 15.6. การปั่นเหวี่ยงขั้นสุดท้าย

หมายเหตุ: หากเซลล์จะถูกแช่แข็งในรูปแบบตะกอนของ PBMC (PEL) ที่ไม่มีชีวิตและเซลล์ที่มีชีวิต ให้นำปริมาตรของ PBMC

ที่จำเป็นสำหรับการสร้างตะกอนเซลล์ที่ไม่มีชีวิตออกก่อนขั้นตอนการปั่นเหวี่ยงขั้นสุดท้าย และดำเนินการทำกระบวนการของตะกอนเซลล์ที่ไม่มีชีวิตให้เสร็จสิ้น และปฏิบัติตามคำแนะนำที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยสำหรับตะกอนของ PBMC ที่ไม่มีชีวิต

- 15.6.1. QS (เพิ่มปริมาณของสารแขวนตะกอนของเซลล์) ถึง 45 มิลลิลิตร ด้วย WDR และวางหลอดแบบก้นแหลมที่มีเซลล์ที่เก็บมาและเจือจางแล้วในเครื่องปั่นเหวี่ยง
- 15.6.2. ปั่นเหวี่ยงเซลล์ที่เจือจางแล้วที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 25°C (หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยเลือกใช้เบรคหรือไม่ก็ได้
- 15.6.3. ทวนสอบว่าใคร โอไอแอลทั้งหมดคิดผลากแล้วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- 15.6.4. เลือกหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตรา: StrataCooler[®], Mr. Frosty[™], CoolCell[®]
คิดผลากหน่วยแช่แข็งอย่างเหมาะสมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถกำหนดสิ่งที่อยู่ภายในได้
ต้องแน่ใจว่าหน่วยอุณหภูมิที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานในเวลาทำการบรรจุไวแอลและสามารถเข้าถึงได้ทันทีก่อนนำตะกอนเซลล์ขั้นสุดท้ายออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยง ดูหัวข้อ 7.5 สำหรับข้อมูลการจัดเก็บและการบำรุงรักษา
- 15.7. การแยกเลือดสำหรับการเก็บรักษาในสภาวะเย็นชืด
หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเซลล์
- 15.7.1. นำส่วนเหนือตะกอน (supernatant) ของ WDR
ออกและทิ้งอย่างระมัดระวัง โดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์โดยเทลงในภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นของเหลวที่กำหนดไว้ใน BSC อย่างรวดเร็ว
อาจใช้วิธีการทางเลือก เช่น การนำออกด้วยปิเปตทางชีววิทยาหรือโดยการดูดออก สำหรับตะกอนที่หวมหรือมีเซลล์เม็ดเลือดแดงในปริมาณมาก
- 15.7.2. ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนโดยใช้ปริมาตรของ CPS เย็น (V_f) ที่ท่านกำหนดในหัวข้อ 15.4
หมายเหตุ: อนุญาตให้ทำให้อิแอลเย็นล่วงหน้าและ/หรือทำงานบนน้ำแข็งเปียก
หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่ควรทำให้ใคร โอไอแอลเย็นล่วงหน้าและทำงานบนน้ำแข็งเปียก และต้องได้รับอนุมัติจากศูนย์ห้องปฏิบัติการของ HVTN ก่อนใช้กับตัวอย่างของเครือข่าย HVTN
- 15.7.2.1. ค่อย ๆ ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนเซลล์ก่อนเดิม CPS โดยการคิด การเขย่า หรือการบีบ
- 15.7.2.2. HVTN แนะนำให้ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนด้วยปริมาตรที่วัดได้/ติดตามได้ของ CPS ปริมาตรเดียวกันกับที่ใช้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับการแขวนตะกอนใหม่ อย่าล้มลบบริมาตรนี้ออกจากปริมาตรทั้งหมดของ CPS ขั้นสุดท้ายที่จะบวก หากปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายทั้งหมดของ CPS มากกว่าปริมาตรที่ใช้ในการแขวนตะกอนใหม่
- 15.7.2.3. ค่อย ๆ เติม CPS ลงในเซลล์ที่แขวนตะกอนใหม่แล้ว พร้อมกับหมุนอย่างต่อเนื่อง
- 15.7.3. ทำงานอย่างรวดเร็วเมื่อเดิม CPS แล้ว ห้ามปล่อยให้เซลล์อยู่ในสารละลายสำหรับการแช่แข็งเป็นเวลานานกว่า 10 นาทีก่อนใส่ในตู้แช่แข็ง
- 15.7.4. ค่อย ๆ ผสมสารแขวนตะกอน แต่ทำอย่างรวดเร็วด้วยปิเปตทางชีววิทยาก่อนแยกเลือด รักษาสารแขวนตะกอนไว้ตลอดกระบวนการบรรจุไวแอล
- 15.7.4.1. แอลกอฮอล์ 1.0 มิลลิลิตรต่อใคร โอไอแอล เว้นแต่ SPL/LPC/LM ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยจะมีคำสั่งไว้เป็นอย่างอื่น
หมายเหตุ: กระจายส่วนเกินใด ๆ ให้เท่า ๆ กันในใคร โอไอแอลทั้งหมดสำหรับ PTID นั้น
- 15.8. การแช่แข็งข้ามคืนแบบควบคุมอัตรา
- 15.8.1. หลังจากการทำกระบวนการและการนับ ให้ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นในการแช่แข็งเซลล์ให้เสร็จสิ้นทันที
- 15.8.2. จัดวางหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตราที่เลือกสำหรับการขนถ่าย: StrataCooler[®] ของ Agilent Technologies, Nalgene[®] Mr. Frosty[™], Coming[®] CoolCell[®]
ดูหัวข้อ 7.5 สำหรับข้อมูลการจัดเก็บและการบำรุงรักษา
- 15.8.3. ขนถ่ายใคร โอไอแอลทั้งหมดตามลำดับ ID ของสิ่งส่งตรวจทั่วโลกไปยังหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตราทันที
สำหรับ CRFU ทั้งหมด ซึ่งคือ Nalgene[®] Mr. Frosty[™], Coming[®] CoolCell[®] และ StrataCooler[®] ของ Agilent Technologies
ให้ปิดภาชนะบรรจุและวางไว้ในตู้แช่แข็ง -80°C (-65 ถึง -95°C สำหรับ ACTG, -70 ถึง -95°C สำหรับ HVTN และ HPTN)
ในสถานที่ที่ไม่ถูกรบกวนจากการเข้าถึงตู้แช่แข็งซ้ำ ๆ (นั่นคือ ห่างจากด้านหน้าหรือด้านบนของตู้แช่แข็งที่ใกล้กับประตูเปิด/ฝาปิด) ห้ามวางซ้อนกัน
แนะนำให้ CRFU ทั้งหมดอยู่ในตู้แช่แข็งข้ามคืน
สำหรับ CryoMed[®] หรือตู้แช่แข็งเชิงกลแบบควบคุมอัตราอื่น ๆ ให้เริ่มโปรแกรมทำความเย็นตาม SOP ในสถานที่ที่เหมาะสม (หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่อนุญาตให้ใช้ตู้แช่แข็งแบบควบคุมอัตราสำหรับตัวอย่างของ HVTN)
- 15.8.4. บันทึกวันที่เวลาที่ถูกแช่แข็งทันทีในแผ่นงาน PBMC บันทึวันที่เวลาที่ถูกแช่แข็งที่บันทึกในแผ่นงานลงใน LDMS
- 15.9. บันทึกองค์ประกอบหลักทั้งหมดตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ

16. การควบคุมคุณภาพ

16.1. เซลล์ที่ได้

สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้การฟื้นตัวที่คาดไว้สำหรับประชากรผู้เข้าร่วมซึ่งกำลังทำการกระบวนการ เซลล์ที่ได้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายของการควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control marker) สำหรับการดำเนินการแต่ละรอบ ผลที่ได้นอกช่วงที่คาดไว้อาจบ่งชี้ถึงข้อผิดพลาดในกระบวนการ การเสื่อมสภาพของรีเอเจนต์ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนเซลล์จากการนับ หรือข้อผิดพลาดในการคำนวณ

หมายเหตุ: กำหนดค่าให้ไว้ด้านล่างมีไว้เพื่อให้แนวทางในการช่วยระบุข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่ร้ายแรงก่อนการเก็บรักษาในสภาวะเย็นชั่วคราว
ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสารกันเลือดเป็นลิ่มที่ใช้

16.1.1. เซลล์ที่ได้ที่คาดไว้สำหรับประชากรผู้ใหญ่:

ประชากร	ช่วงของเซลล์ที่มีนิวเคลียสเดียวที่ได้ (เซลล์/มิลลิลิตร)
ผู้ใหญ่	$(0.8 \text{ ถึง } 3.2) \times 10^6$

16.1.2. เซลล์ที่ได้ที่ไม่คาดคิด

16.1.2.1. หากเซลล์ที่ได้อยู่นอกช่วงที่คาดไว้ ให้ทบทวนแผนการเจือจาง (dilution schema) การคำนวณ เทคนิคการทำกระบวนการ (โดยเฉพาะ การผสมสารแขวนตะกอนสำหรับการนับเซลล์ให้เพียงพอ) และประวัติ PTID หากมี เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้

16.1.2.2. เซลล์ที่ได้จากผู้เข้าร่วมที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวีอาจต่ำกว่าที่แสดงในตารางข้างต้น

16.1.2.3. หากสงสัยว่ามีข้อผิดพลาดในการเจือจางเซลล์หรือการนับ ให้ทำการเจือจางใหม่และนับใหม่

16.1.3. บันทึกผลลัพธ์ทั้งหมดและปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำการกระบวนการและการดำเนินการตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ ดูหัวข้อ 5 สำหรับรายละเอียด

หมายเหตุสำหรับ HVTN และ HPTN: บันทึกปัญหาและการดำเนินการใด ๆ ในแผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ของ HVTN ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัย รายการที่ป้อนใน LDMS สำหรับแอลกอฮอล์ และในหัวข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับเซลล์ที่ได้ของโปรแกรม Atlas HVTN PBMC หากเหมาะสม ติดต่อศูนย์ห้องปฏิบัติการของ HVTN หากมีข้อกังวลใด ๆ

16.2. ความอยู่รอดได้ของเซลล์

16.2.1. ความอยู่รอดได้ของ PBMC ที่แยกใหม่ ๆ ควร >95%

16.2.2. หากความอยู่รอดได้ของ PBMC ใหม่ ๆ <95% ให้ทบทวนผลลัพธ์กับหัวหน้างานและบันทึกตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ: หากกำลังเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบความชำนาญในการเก็บรักษาในสภาวะเย็นชั่วคราวสำหรับ PBMC ของ IQA ต้องมีจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตจากการนับ

17. การจัดเก็บ PBMC (ชั่วคราวหรือในสถานที่)

17.1. รักษาห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) ในระหว่างขั้นตอนการขนถ่ายทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับเซลล์

หมายเหตุสำหรับ HVTN: ขนส่งบนน้ำแข็งแห้งไปยังคลังเก็บสิ่งส่งตรวจส่วนกลาง (central specimen repository) ภายใน 1 สัปดาห์นับจากการเก็บ เว้นแต่ SPLI ที่จำเพาะต่อโครงการวิจัยของ HVTN จะมีคำสั่งไว้เป็นอย่างอื่น (ความถี่ในการขนส่งจะเป็นไปตามภูมิภาคและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโครงการวิจัย) ดำเนินการต่อไปที่ 17.2

หมายเหตุสำหรับ HPTN: ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือห้องปฏิบัติการที่จำเพาะต่อโครงการวิจัย

หมายเหตุสำหรับ ACTG: ขนส่งบนน้ำแข็งแห้งภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันที่แช่แข็ง เว้นแต่จะมีการให้คำแนะนำไว้เป็นอย่างอื่นใน LPC ดำเนินการต่อไปที่ 17.2

17.2. ขนถ่าย PBMC ไปยังที่จัดเก็บชั่วคราวในตู้แช่แข็ง -80°C

17.2.1. ขนถ่ายไครโอโวลเจลจากระบบทำความเย็นแบบควบคุมอัตราไปยังสถานที่จัดเก็บที่กำหนดไว้ที่ -65 ถึง -95°C สำหรับ ACTG, -70 ถึง -95°C สำหรับ HVTN และ HPTN

17.2.2. ขนถ่ายไครโอโวลเจลหลังจากอย่างต่ำ 4 ชั่วโมงสำหรับ Nalgene® Mr. Frosty™ และ Coming® CoolCell® และข้ามคืนสำหรับ StrataCooler® (แนะนำให้ใช้การจัดเก็บข้ามคืนสำหรับ CRFU ทั้งหมดเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับสิ่งส่งตรวจ) สำหรับ CryoMed® เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมแล้ว ให้ขนถ่ายไครโอโวลเจลไปยังตู้แช่แข็ง -80°C

หมายเหตุ: จำเป็นสำหรับ HVTN และ HPTN แนะนำสำหรับ ACTG: อนุญาตให้ใช้ถาดสำหรับขนถ่ายแบบใช้น้ำแข็งแห้ง (dry ice transfer pan)

สำหรับหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตราเท่านั้น ต้องใช้กล่องเก็บความเย็นแบบด้านข้างสูง (tall-sided cooler)

ที่ทำให้เย็นล่วงหน้าแล้วสำหรับตู้แช่แข็ง/กล่องจัดเก็บ PBMC

ดูแนวทางเกี่ยวกับหัวข้อความเย็นข้ามเครือข่าย (หัวข้อ 7 กระบวนการขนถ่ายสิ่งส่งตรวจ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องแน่ใจว่าใช้น้ำแข็งแห้ง โปะทับกล่องไครโอไวแอลสำหรับตู้แช่แข็งและฝาปิดทุกด้านแล้ว

ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสัมผัสไครโอไวแอลกับอุณหภูมิโดยรอบ

หมายเหตุ: ห้ามเก็บในไนโตรเจนเหลว (LN₂) เก็บไว้ที่ -65 ถึง -95°C สำหรับ ACTG, -70 ถึง -95°C สำหรับ HVTN และ HPTN จนกว่าจะขนส่ง

หมายเหตุ: ทำให้ถึงเก็บสำหรับขนส่งแบบใช้น้ำแข็งแห้งเย็นล่วงหน้าและใช้กล่องเก็บความเย็นแบบด้านข้างสูงที่ทำให้เย็นล่วงหน้าแล้วในระหว่างขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและการบรรจุ ต้องแน่ใจว่าใส่น้ำแข็งแห้งเต็มถึงเก็บสำหรับขนส่งแบบใช้น้ำแข็งแห้งก่อนปิดฝัก

17.2.3. ติดต่อบุคลากรของศูนย์ห้องปฏิบัติการของเครือข่ายหากตัวอย่างไปไม่ถึงปลายทางภายในเวลาจัดเก็บชั่วคราวที่เครือข่ายกำหนด

ศูนย์ห้องปฏิบัติการของเครือข่ายจะตัดสินใจว่ากรขนถ่ายไปยังสถานที่จัดเก็บ LN₂ และการขนส่งในถังเก็บ LN₂ สำหรับขนส่งนั้นเหมาะสมหรือไม่

17.3. ถ่าย PBMC ไปยังถังไนโตรเจนเหลว (LN₂ dewar) หรือตู้แช่แข็งเชิงกล -150°C

หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่อนุญาตให้ทำการจัดเก็บ LN₂ หรือใช้ถัง LN₂ หรือตู้แช่แข็งเชิงกล -150°C สำหรับการจัดเก็บ PBMC ของ HVTN โดยมีข้อยกเว้นซึ่งเป็นกรณีที่พบได้น้อย ห้องปฏิบัติการต้องไม่ขนถ่ายตัวอย่างจากตู้แช่แข็ง -80°C เว้นแต่ LC ของ HVTN จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น

17.3.1. ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการแช่แข็งไครโอไวแอลในระบบทำความเย็นแบบควบคุมอัตรา ขนถ่ายบนน้ำแข็งแห้งไปยังสถานที่จัดเก็บที่กำหนดไว้จนถึง LN₂ หรือระบบการจัดเก็บ -150°C

17.3.2. ตัวอย่าง PBMC ที่ถูกแช่แข็งมีชีวิตในเฟสไอของ LN₂ อย่างไม่มีกำหนด ห้ามขนถ่ายตัวอย่างจาก LN₂ หรือ -150°C กลับไปยังตู้แช่แข็ง -80°C เว้นแต่เครือข่ายหรือทีมโครงการวิจัยจะมีคำสั่งให้ทำ

17.3.3. เมื่อเก็บตัวอย่างใน LN₂ แล้ว ต้องทำการขนถ่ายหรือการขนส่งทั้งหมดใน LN₂ (< -140°C) และขนส่งในถังเก็บ LN₂ สำหรับขนส่งแบบแห้งที่ได้รับอนุมัติจาก IATA

18. การกรอกเอกสารเกี่ยวกับการทำกระบวนการ

18.1. ต้องแน่ใจว่าบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารที่ติดตามข้อกำหนดของเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ และการคำนวณทั้งหมดถูกต้อง ดูหัวข้อ 5 สำหรับรายละเอียด

18.2. เก็บคำขอของห้องปฏิบัติการ แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC และเอกสารติดตามอื่นใดตามนโยบายของห้องปฏิบัติการ

19. คำจำกัดความและคำย่อ

คำศัพท์	คำจำกัดความ
ACTG	Advancing Clinical Therapeutics Globally
อุณหภูมิในการปั่นเหวี่ยง	15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
จับตัวเป็นลิ่มที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	มากกว่า ¼ ของมวลเลือดครบจับตัวเป็นลิ่ม
ลิ่มเลือดขนาดเล็ก	ลิ่มเลือดขนาดเล็กที่สังเกตเห็นหลังจากการทำกระบวนการกับ PBMC ในหลอดเลือดครบ แต่สังเกตเห็นบนฟริคของหลอดแยกหลังจากการปั่นเหวี่ยง
CPS	สารละลายสำหรับการเก็บรักษาในสถานะเย็นเยือก
CSTFB	หลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกั้นแบบฟริค
DGM	ตัวกลางกรดยีนส์ของความหนาแน่น
FBS	ซีรัมจากตัวอ่อนวัว
HBSS	สารละลายเกลือสมดุลของแองกัส
การแตกของเม็ดเลือดแดง	การเปลี่ยนสีของซีรัมหรือพลาสมาจากสีชมพูเป็นแดงเนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงแตก ประเมินการแตกของเม็ดเลือดแดงตามสเกลต่อไปนี้: 1+ สีออกชมพู-แดงซีดในซีรัมหรือพลาสมา สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ที่วางไว้ด้านหลังหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน 2+ สีออกชมพู-แดงในซีรัมหรือพลาสมา สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ แต่ไม่คมชัดเท่า 3+ สีออกชมพู-แดงเข้มในซีรัมหรือพลาสมา เห็นหนังสือพิมพ์ได้ไม่ชัด 4+ สีแดงระลอกกาน้ำชาในซีรัมหรือพลาสมา ไม่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ หมายเหตุ: เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกจะทำให้ซีรัมหรือพลาสมามีลักษณะที่มีสี แต่ใส ในขณะที่เมื่อมีการปั่นเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงจะทำให้ซีรัมหรือพลาสมามีลักษณะขุ่น
HI-FBS	ซีรัมจากตัวอ่อนวัวที่ถูกลดฤทธิ์ด้วยความร้อน
HPTN	HIV Prevention Trials Network
HVTN	HIV Vaccine Trials Network
มีติชาน (icteric)	พลาสมามีสีเขียวหรือส้มซึ่งบ่งบอกว่ามีบิลิรูบินเพิ่มขึ้น
LDMS	ระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ
LM	คู่มือห้องปฏิบัติการ (HPTN)
LPC	แผนปฏิบัติการทำกระบวนการของห้องปฏิบัติการ (ACTG)
PBMC	เซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดียวจากเลือดส่วนปลาย
PBS	น้ำเกลือที่บัฟเฟอร์ด้วยฟอสเฟต
PI	ผู้วิจัยหลัก
PTID/PID	หมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วม
QS	ทำให้มีปริมาณเพียงพอ—เติมปริมาณของเหลวให้เพียงพอเพื่อให้ได้ปริมาตรที่ระบุไว้
อุณหภูมิห้อง (RT)	15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
SPLI	คำแนะนำห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ (HVTN)
ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้ (UWBV)	ปริมาตรที่วัดได้ของเลือดครบ ซึ่งจะถูกทำกระบวนการจริง (ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้อาจไม่เท่ากับความจริงของหลอด)
การจัดเก็บในเฟสไอ	การจัดเก็บไนโตรเจนเหลว (LN ₂) ในเฟสไอเป็นพื้นที่ในถังจัดเก็บที่อุณหภูมิลดลง LN ₂ เหลวที่ก้นถัง
WDR	รีเอเจนต์สำหรับการล้างและการเจือจาง (HBSS, PBS)

20. เอกสารอ้างอิง

- 20.1. Bull M., Lee B., Stucky J., Chiu Y.L., Rubin A., Horton H., and McElrath MJ. Defining blood processing parameters for optimal detection of cryopreserved antigen-specific responses for HIV vaccine trials. *J. Immunol. Methods* 322:57-69 (2007).
- 20.2. CHAVI SOP for PBMC Isolation and Cryopreservation, CHAVI-A0001, v5, Nov 3 2008.
- 20.3. Cox J.H., DeSouza M., Ratto-Kim S., Ferrari G., Weinhold K.J., and Bix B.L. Cellular Immune assays for evaluation of Vaccine efficacy in developing countries. *Manual of Clinical laboratory Immunology*. Rose N.R., Hamilton R.G., Detrick B. Eds. (6th ed.) p.301-315 (2002).
- 20.4. Islam B., Lindbert A., and Christensen B. Peripheral blood cells preparation influences the level of expression of leukocyte cell surface markers as assessed with quantitative multicolor flow cytometry. *Cytometry* 22:128-134 (1995).
- 20.5. Immunovirology Research Network (IVRN) Laboratory Manual: Separation and storage of serum, plasma and PBMCs. IVRN. Dec 12 2007.
- 20.6. Kierstead L.S., Dubey S., Meyer B., Tobery T.W., Mogg R., Fernandez V.R., Long R., Guan L., Gaunt C., Collins K., Sykes K.J., Mehrotra B.V., Chirmule N., Shiver J.W., and Casimiro B.R. Enhanced rates and magnitude of immune responses detected against an HIV vaccine: effect of using an optimized process for isolating PBMC. *AIDS Res Hum Retroviruses* 23:86-92 (2007).
- 20.7. Shearer WT, Rosenblatt HM, Gelman RS, Oyomopito R, Plaeger S, Stiehm ER, Wara DW, Douglas SD, Luzuriaga K, McFarland EJ, Yogev R, Rathore MH, Levy W, Graham BL, Spector SA; Pediatric AIDS Clinical Trials Group. Lymphocyte subsets in healthy children from birth through 18 years of age: the Pediatric AIDS Clinical Trials Group P1009 study. *J Allergy Clin Immunol.* 112(5):973-80 (2003).
- 20.8. Sigma-Aldrich Accuspin™ System-Histopaque®-1077, procedure number A6929/A7054/A0561, Dated 2003-09.
- 20.9. Weinberg A., Betensky R., Zhang L., and Ray G. Effect of shipment, storage, anticoagulant, and cell separation on lymphocyte proliferation assays for human immunodeficiency virus-infected patients. *Clin. Diagn. Lab. Immunol.* 5:804-807 (1998).
- 20.10. Weinberg A, Song LY, Wilkening CL, Fenton T, Hural J, Louzao R, Ferrari G, Etter PE, Berrong M, Canniff JD, Carter D, Defawe OD, Garcia A, Garrelts TL, Gelman R, Lambrecht LK, Pahwa S, Pilakka-Kanthikeel S, Shugarts DL, and Tustin NB. Optimization of storage and shipment of cryopreserved peripheral blood mononuclear cells from HIV-infected and uninfected individuals for ELISPOT assays. *J Immunol Methods.* 363(1):42-50 (2010).

21. ภาคผนวก

- 21.1. ภาคผนวก A: แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ที่ HVTN กำหนด
หมายเหตุ: ภาคผนวก A ยังมีให้ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ในเว็บไซต์สาธารณะของ HANC ที่ <https://www.hanc.info/resources/sops-guidelines-resources/laboratory/cross-network-pbmc-processing-sop.html>
- 21.2. ภาคผนวก B: ตัวอย่างบันทึกการเปลี่ยนไอโซโทป Nalgene® Mr. Frosty
- 21.3. ภาคผนวก C: การแก้ไขปัญหา: การฟื้นตัวของ PBMC เมื่อไม่มีแถบ PBMC ที่กำหนดไว้หลังจากการปั่นเหวี่ยงแบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น
- 21.4. ภาคผนวก D: การรวมชั้นบัฟเฟอร์โคตสำหรับการแยก PBMC ด้วยตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น
- 21.5. ภาคผนวก E: คู่มือฉบับย่อของ SOP เกี่ยวกับการทำกระบวนการกับ PBMC ข้ามเครือข่าย—CSTFB
- 21.6. ภาคผนวก F: คู่มือฉบับย่อของ SOP เกี่ยวกับการทำกระบวนการกับ PBMC ข้ามเครือข่าย—วิธี โอเวอร์เล่ด้วยมือ
- 21.7. ภาคผนวก G: รีเอเจนต์ตัวอย่าง
- 21.8. ภาคผนวก H: ประวัติการแก้ไข

ภาคผนวก A: แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC

หมายเหตุ: ต้องกรอกช่องข้อมูลในแผนงานนี้ด้วยมือโดยใช้ปากกา

ห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ:	โครงการวิจัย:
ID ของผู้เข้าร่วม (PTID/PID):	หมายเลขนัดหมาย: ประเภทนัดหมาย:
วันที่เก็บ:	เวลาที่เก็บ:
วันที่เริ่มทำกระบวนการ:	เวลาที่เริ่มทำกระบวนการ: ทำกระบวนการ โดย (ชื่อย่อ):

รีเอเจนต์	ผู้ผลิต	หมายเลขรุ่นที่ผลิต	วันหมดอายุ
DMSO			
FBS			
WDR: HBSS หรือ PBS (วงกลมเลือกหนึ่งอย่าง)			
หลอดแยกเซลล์ (ฟริน)			
ตัวกลางกระตุ้นของความหนาแน่น			
ปริมาตรเป็นมิลลิลิตร (บันทึกเป็น X.Y)			วันหมดอายุ
CPS	CPS	DMSO	FBS
			1 วันทำการ (<18 ชั่วโมง)
ข้อมูลที่จะบันทึกในระหว่างการทำกระบวนการ			ตัวอย่าง
ประเภทหลอดตัวอย่าง (วงกลมเลือกหนึ่งประเภท หรือบันทึกประเภทหลอด "อื่น ๆ")			ACD / HEP / EDT อื่น ๆ: _____
สถานะของเลือด (วงกลมเลือกหนึ่งสถานะหรือมากกว่า เพิ่มความคิดเห็นในหน้าหลังตามที่จำเป็น)			SAT/ HEM / CLT
ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ที่วัดได้ (ให้ใกล้กับ 0.1 มิลลิลิตร มากที่สุด)			มิลลิลิตร
บ่งชี้วิธีการทำกระบวนการ (วงกลมเลือกหนึ่งวิธี)			CSTFB / โอเวอร์เลย์ / อินเดอร์เลย์
วิธีการนับ: ชื่อเครื่องมือเฉพาะหรือการนับด้วยมือ (บันทึกในช่องทางด้านขวา)			
ปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับของ HBSS (หรือ WDR อื่น ๆ) (V) (บันทึกเป็น X.Y)			มิลลิลิตร
ความเข้มข้นเฉลี่ยของจำนวนเซลล์จากการนับ (C)			$\times 10^6$ เซลล์/มิลลิลิตร
จำนวนเซลล์ทั้งหมด (T) = C x V			$\times 10^6$ เซลล์
คำนวณเซลล์ที่ได้/มิลลิลิตรของเลือดครบ (การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ) = (T/ปริมาตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้)			$\times 10^6$ เซลล์/มิลลิลิตร
คำนวณปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ของ CPS ที่ประมาณไว้ (V1) = (T/15 x 10 ⁶ เซลล์/มิลลิลิตร) (1 มิลลิลิตร)			มิลลิลิตร
คำนวณปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายของ CPS (V2), (V1 ซึ่งปัดเศษลงให้เป็นค่ามิลลิลิตรเต็มที่ใกล้ที่สุด (X.0))			มิลลิลิตร
คำนวณจำนวนเซลล์จริงต่อไวแอล N2 = (T/V2) x V2; (V2=1 มิลลิลิตร)			$\times 10^6$ เซลล์/ไวแอล
พิมพ์และควบคุมคุณภาพเนื้อหาบาร์โค้ดของฉลาก LDMS (ชื่อย่อของบุคคลที่ดำเนินการควบคุมคุณภาพ)			
วันที่และเวลาที่ถูกแช่แข็ง (วาดคดป/ป/ช.น) (อธิบายในหัวข้อความคิดเห็น หากไม่อยู่ภายใน 4 ชั่วโมงของเวลาที่เริ่มทำกระบวนการ)			
จำนวนไคร ไอไวแอลที่ถูกแช่แข็งจริง หมายเหตุ: ควรเท่ากับปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายของ CPS สำหรับแอลิวอด 1 มิลลิลิตร (V2)			
กรอกรายการ LDMS ที่เหลือ รวมถึงจำนวนเซลล์ทั้งหมดจากการนับและเวลาที่ถูกแช่แข็ง (ชื่อย่อ)			

ภาคผนวก A: แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

หมายเหตุ: ต้องกรอกช่องข้อมูลในแผนงานนี้ด้วยมือโดยใช้ปากกา

ห้องปฏิบัติการที่ทำกระบวนการกับสิ่งส่งตรวจ:

PTID/PID:

การขนส่งโครโมโซมไปยังห้องจัดเก็บสำหรับผู้แช่แข็ง	
บุคคลที่ขนส่งโครโมโซมไปยังสถานที่เก็บกักจัดเก็บที่กำหนดโดย LDMS	
วันที่ (วาดคปปป)/เวลาที่ขนส่งโครโมโซมจากอุปกรณ์แช่แข็งแบบควบคุมอัตราไปยังห้องจัดเก็บ (ต้องรักษาตัวอย่างไว้ที่ -80°C ในระหว่างการขนส่ง)	
การทบทวนครั้งแรก (ปฐมภูมิ) (ชื่อ/วันที่)	
การทบทวนครั้งสุดท้าย (ทุติยภูมิ) (ชื่อ/วันที่)	

จำนวนฮีมาไซโตเมเตอร์จากการนับ	จำนวนทั้งหมดจากการนับ	เซลล์ที่มีชีวิต	ไม่มีชีวิต
สี่เหลี่ยมจัตุรัส #1 (เซลล์/ตารางมิลลิเมตร)			
สี่เหลี่ยมจัตุรัส #2 (เซลล์/ตารางมิลลิเมตร)			
สี่เหลี่ยมจัตุรัส #3 (เซลล์/ตารางมิลลิเมตร)			
สี่เหลี่ยมจัตุรัส #4 (เซลล์/ตารางมิลลิเมตร)			
จำนวนเซลล์เฉลี่ยจากการนับต่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เซลล์/ตารางมิลลิเมตร)			
แฟกเตอร์ในการเจือจาง PBMC (1:DF*)			
แฟกเตอร์ของฮีมาไซโตเมเตอร์สำหรับเซลล์/มิลลิลิตร	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴
ความเข้มข้นของจำนวนเซลล์จากการนับ (C) = (เซลล์เฉลี่ย/ตารางมิลลิเมตร)(DF)(10 ⁴); แปลงให้เป็น 10 ⁶ เซลล์/มิลลิลิตร	ไม่เกี่ยวข้อง	x 10 ⁶ เซลล์/มิลลิลิตร	ไม่เกี่ยวข้อง
% ความอยู่รอดได้ = (สี่เหลี่ยมจัตุรัสของเซลล์ที่มีชีวิต 4 อัน/สี่เหลี่ยมจัตุรัสของเซลล์ทั้งหมด 4 อัน) (100)	ไม่เกี่ยวข้อง		ไม่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ: แฟกเตอร์ในการเจือจาง (DF) = (ส่วนของเซลล์ + ส่วนของของไหลในการเจือจาง)/ส่วนของเซลล์

จำนวนเซลล์จากการนับโดยอัตโนมัติ (10 ⁷ /ไมโครลิตร=10 ⁶ /มิลลิลิตร)	การนับ #1
จำนวนเซลล์จากการนับ (C) เป็นเซลล์ x 10 ⁶ /มิลลิลิตร	
แฟกเตอร์ในการเจือจาง PBMC (1:DF**)	
ความเข้มข้นของเซลล์ = (C)(DF)	x 10 ⁶ เซลล์/มิลลิลิตร
% ความอยู่รอดได้ (หากเกี่ยวข้อง)	

*หมายเหตุ: การเจือจางสำหรับเครื่องนับอัตโนมัติเป็นกรณีที่พบได้ยากมาก หากดำเนินการนับโดยตรง ให้ป้อน 1 ในช่อง DF และกรอกในคอลัมน์

ความคิดเห็น การเขียนบนจากโครงการวิจัย และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้บันทึกไว้ที่อื่นในแผนงานนี้:

ภาคผนวก C: การแก้ไขปัญหา: การปั่นตัวของ PBMC เมื่อไม่มีแอบ PBMC ที่กำหนดไว้หลังจากการปั่นเหวี่ยงแบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น

C.1. ที่มา: หากมีบางอย่างผิดพลาดในระหว่างการปั่นเหวี่ยงเลือดแบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น

ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นและชั้นพลาสมาจะไม่แยกกันอย่างสมบูรณ์ และท่านอาจไม่เห็นชั้น PBMC อย่าเพิ่งตกใจ การปั่นตัวของ PBMC บางส่วนสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนเพิ่มเติม

C.2 ระบุปัญหา:

C.2.1 นำหลอดออกจากเครื่องปั่นเหวี่ยงและขนถ่ายไปยังแท่นวาง

C.2.2 พยายามระบุสาเหตุที่ทำให้ไม่มีชั้น PBMC ที่ชัดเจน สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้:

- หลอดหล่นหรือกระแทก
- เบรกเปิดอยู่
- ความเร็วในการปั่นเหวี่ยงสูงเกินไป ทวนสอบว่าการตั้งค่ารอบต่อนาทีถูกต้องสำหรับกระบวนการที่ใช้ (CSTFB หรือการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่นด้วยมือ) โดยตรวจสอบแผนภูมิ RCF/รอบต่อนาทีสำหรับโรเตอร์ เครื่องปั่นเหวี่ยงบางเครื่องต้องมีการตั้งค่าบนเครื่องปั่นเหวี่ยงตรงกับประเภทของถ้วยใส่หลอดที่ใช้ หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง เครื่องปั่นเหวี่ยงอาจคำนวณความเร็วผิดพลาด
- เครื่องปั่นเหวี่ยงหยุดทำงานเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟจ่ายไฟไม่ต่อเนื่อง
- ปริศนาคือออกจากที่ (มักเกิดจากความเร็วในการปั่นเหวี่ยงที่สูงเกินไป แต่บางครั้งอาจมีหลอดชำรุดในชุดการผลิต)
- เครื่องปั่นเหวี่ยงไม่สมดุล
- ผู้บริจาคมิจำนวนลิมโฟไซต์ เซลล์เม็ดเลือดขาว หรือฮีมาโทคริตต่ำ

C.3 จากสาเหตุข้างต้น ห้ามสาเหตุแรกสามารถแก้ไขได้ง่าย หากสาเหตุเกิดจากเครื่องปั่นเหวี่ยงไม่สมดุล ให้หาว่าเหตุใดเครื่องปั่นเหวี่ยงจึงไม่สมดุล ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

C.3.1 ตรวจสอบว่าหลอดสมดุลหรือไม่

C.3.2 ตรวจสอบว่าถ้วยใส่หลอดของเครื่องปั่นเหวี่ยงสมดุลหรือไม่

C.3.3 ตรวจสอบว่าแวนและถ้วยใส่หลอดของเครื่องปั่นเหวี่ยงได้รับการใส่จารบีและน้ำมันอย่างเหมาะสมหรือไม่

หมายเหตุ: หากสงสัยเครื่องปั่นเหวี่ยงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้ใช้เครื่องอื่น

C.4 หากปัญหาน่าจะได้รับการแก้ไขแล้ว ให้ปั่นเหวี่ยงตัวอย่างซ้ำดังนี้:

C.4.1 รีเอเจนต์:

- ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น
- หลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร
- บีเปิด

C.4.2 วิธีการ:

หมายเหตุ: ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นเป็นพียอเซลล์ ดังนั้นจึงควรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

C.4.2.1 เติมตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น 15 มิลลิลิตร ลงในหลอดขนาด 50 มิลลิลิตร ปราศจากเชื้อ (ไม่ใช่ CSTFB)

C.4.2.2 ปลอ่ยให้ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นอุ่นจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขณะเดียวกันให้ทำงานกับตัวอย่าง

C.4.2.3 สำหรับหลอดที่ผสมแล้วแต่ละหลอด ให้คิดผลจากหลอดขนาด 50 มิลลิลิตร ด้วย PTID

ใช้บีเปิดเพื่อนำสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างที่ผสมแล้วออกจากการแยกหรือ CSTFB อย่างช้า ๆ (โดยปกติ ปริศของ CSTFB จะหลุดออกจากที่)

- C.4.2.4 ถ่ายตัวอย่างที่ผสมแล้ว 30 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่มีตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น
- C.4.2.5 ทำเช่นนี้ซ้ำสำหรับตัวอย่างที่ผสมแล้วทั้งหมด
- C.4.2.6 วางหลอดลงในเครื่องปั่นเหวี่ยง โดยตรวจสอบว่าหลอดสมดุลหรือไม่
- C.4.2.7 ปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 30 ถึง 40 นาทีที่ 400 x แรงโน้มถ่วง โดยปิดเบรกที่อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C หรือสูงถึง 30°C โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
- C.4.2.8 ตอนนี้ควรสามารถมองเห็นชั้น PBMC ได้ (บ่อยครั้งจะสูญเสียบางเซลล์ไป ดังนั้นชั้นจึงอาจบางได้)
- C.4.2.9 ถ่ายชั้น PBMC ลงในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 50 มิลลิลิตร ที่ติดฉลากด้วยตัวระบุ PTID อย่างระมัดระวัง ใช้หลอดใหม่หนึ่งหลอดสำหรับหลอดตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นทุกหลอด
- C.4.2.10 ปิดฝาหลอดตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นอีกครั้ง
- C.4.2.11 กลับไปที่หัวข้อ 15 ของโครงการวิจัยหลัก

หมายเหตุ: ในหัวข้อ “ความคิดเห็นและการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย” ของแผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ให้บันทึกรายละเอียดของการเบี่ยงเบนจาก SOP (นั่นคือการดำเนินขั้นตอนจาก “ภาคผนวก C” เพื่อฟื้นตัว PBMC เนื่องจากไม่มีแถบ PBMC ที่กำหนดไว้หลังจากการปั่นเหวี่ยงแบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น) นอกจากนี้สังเกตว่าการปั่นเหวี่ยงซ้ำใช้เวลานานเท่าไรเพื่อจะประมาณได้ว่าเซลล์อยู่ในตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นนานเพียงใด


ภาคผนวก D: การรวมชั้น Buffy Coat สำหรับการแยก PBMC ด้วยตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น

สามารถใช้กระบวนการนี้เมื่อทำการแยก PBMC จากหลอดเลือดหลายหลอดที่มีการรวมกันของ PTID-สารกันเลือดเป็นลิ่มเดียวกัน กระบวนการนี้ช่วยให้สามารถรวมชั้น Buffy Coat เพื่อลดการใช้เอเจนต์และวัสดุสิ้นเปลือง เพิ่มการฟื้นตัว และลดการปนเปื้อน

Buffy Coat เป็นส่วนของเลือดครบที่ใส่สารกันเลือดเป็นลิ่มที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาว (WBC) และเกล็ดเลือด และเกิดขึ้นหลังจากการปั่นเหวี่ยงที่รอยต่อของชั้นพลาสมาและเซลล์เม็ดเลือดแดง WBC ส่วนใหญ่จะพบในชั้น Buffy Coat โดยมีส่วนเพียงเล็กน้อยมาก (ทั้งหมด <1 ส่วน) ที่ยังคงอยู่ในกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดแดงหลังจากเก็บ Buffy Coat ชั้น Buffy Coat จะถูกเก็บพร้อมกับส่วนเล็กน้อยของพลาสมาและเซลล์เม็ดเลือดแดง (ประมาณ 1.5 มิลลิลิตร) แล้วถูกเจือจางก่อนการไอเวอร์เลี่ยนตัวกลางเกรเดียนต์สำหรับการแยกภูมิโฟไซท์

กระบวนการ:

- D1. ต้องแน่ใจว่าท่านได้ดำเนินการขั้นตอนในหัวข้อ 14.4.1 ถึง 14.4.2 เสร็จสิ้นแล้ว
- D2. บั่นเหวี่ยงเลือดครบที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที
- D3. เก็บพลาสมา (และเก็บรักษาไว้ตามที่จำเป็น - ดูหัวข้อ 14.3.4 ถึง 14.3.7)
จากแต่ละหลอดจนถึงภายในประมาณ 5 มิลลิเมตร จากชั้น Buffy Coat (ซึ่งเห็นได้ชัดในกรณีส่วนใหญ่ เว้นแต่ผู้ป่วยจะมีภาวะนิวโทรฟิลต่ำ/ลิมโฟไซต์ต่ำอย่างรุนแรง)
- D4. กำหนดความสูงและจำนวนของหลอดบั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมที่จะจำเป็นสำหรับการรวมกันของ PTID-สารกันเลือดเป็นลิ่มแต่ละชุด ห้ามรวมตัวอย่างจาก PTID/สารกันเลือดเป็นลิ่มที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป:
 - สามารถรวม Buffy Coat จากหลอดเก็บเลือดขนาด 10 มิลลิลิตร สองหลอดลงในหลอดบั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 15 มิลลิลิตร หนึ่งหลอด
 - สามารถรวม Buffy Coat จากหลอดเก็บเลือดขนาด 10 มิลลิลิตร สูงถึงหกหลอดลงในหลอดบั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม 50 มิลลิลิตร หนึ่งหลอด
- D5. ดึงหลอดบั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมแต่ละหลอดด้วย PTID
- D6. เดิม WDR ลงในหลอดบั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมปราศจากเชื้อแต่ละหลอด



ความสูงของหลอดบั่นเหวี่ยงแบบกันแหลม (มิลลิลิตร)	ปริมาตรของ WDR (มิลลิลิตร)
15	3
50	10-15

- D7. จับหลอดที่พลาสมาหมดไปแล้ว (ซึ่งตอนนี้มีพลาสมาคั่งค้างในปริมาณเล็กน้อยและเซลล์ที่อัดแน่น) ที่มุมประมาณ 30°
- D8. ใช้ปิเปตที่ทำจากโพลีโพรพิลีนแบบใช้แล้วทิ้งที่มีรูกว้าง (wide bore) ขนาด 2.5 มิลลิลิตร ปราศจากเชื้อในการเก็บ Buffy Coat
ดูด Buffy Coat ออกโดยขยับปลายด้านล่างของหลอดลงให้ต่ำลง ดูพลาสมาช้า ๆ ตามด้วย Buffy Coat ซึ่งจะ “เลื่อน” ขึ้นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อัดแน่น (การดูดออกประมาณ 1.5 มิลลิลิตร) ลงด้านล่าง ถ้าย Buffy Coat ไปยังหลอดที่มี WDR โดยกลับปิเปต 2 ถึง 3 ครั้งด้วยสารแขวนตะกอนของ WDR/เซลล์
- D9. เก็บและรวม Buffy Coat จากหลอดที่เหลือสำหรับการรวมกันของ PTID-สารกันเลือดเป็นลิ่มดังกล่าว
- D10. QS สารแขวนตะกอนของ WDR/เซลล์ด้วย WDR เพิ่มเติมนจนได้ปริมาตรที่ต้องการสำหรับการดำเนินการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่น
ค่อย ๆ ผสม Buffy Coat ที่รวมกัน 3 ถึง 4 ครั้งด้วยปิเปต
- D11. ดำเนินการแยกเซลล์แบบเกรเดียนต์ของความหนาแน่นต่อในขั้นตอนในหัวข้อ 14.5 สำหรับ 14.5 “เลือดที่เจือจางแล้ว” หมายถึง “ Buffy Coat ที่เจือจางแล้ว”

ภาคผนวก E: รีเอเจนต์และวัสดุสิ้นเปลืองตัวอย่าง

หมายเหตุ: ต้องจัดซื้อรีเอเจนต์ทั้งหมดแบบปราศจากเชื้อ และต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อ

รีเอเจนต์/วัสดุสิ้นเปลือง	ตัวอย่าง	เลือกได้/จำเป็น
CSTFB แท็ง	<ul style="list-style-type: none"> • หลอดแยก Accuspin™ • หลอดแยก Leucosep® 	เลือกได้ (หมายเหตุสำหรับ HVTN: จำเป็น)
หลอดแยกเซลล์ที่มีตัวกันแบบฟริต (CSTFB) ที่เติมตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น 1.077 ไว้ล่วงหน้า	<ul style="list-style-type: none"> • Accuspin™ System Histopaque®-1077 	เลือกได้ (หมายเหตุสำหรับ HVTN: ไม่อนุญาต หากไม่ได้รับอนุมัติจากเครือข่าย)
ตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่น 1.077	<ul style="list-style-type: none"> • Ficoll-Paque PLUS และ PREMIUM • Lymphoprep™ • ตัวกลางสำหรับการแยกลิมโฟไซท์ – LSM™ 	เลือกได้
ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) เกรดสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrimax, Sigma-Aldrich แคทีตาล็อก # D2650, ที่ผ่านการทดสอบชีวพิษภายในตัว (endotoxin) และการทดสอบไซบริโดมาแล้ว • หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า 	จำเป็น
ซีรัมจากตัวอ่อนวัว (FBS)		<p><i>ACTG และ HPTN:</i> ดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ผลิตปัจจุบันที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดย IQA</p> <p><i>HVTN</i> (และโครงการวิจัยข้ามเครือข่ายบางโครงการกับ HVTN): เครือข่ายเป็นผู้จัดเตรียม FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN ให้ห้องปฏิบัติการในลักษณะที่ถูกลดฤทธิ์ด้วยความร้อนแล้ว ผู้จำหน่ายและรุ่นที่ผลิตของ FBS ที่ได้รับอนุมัติจาก HVTN จะไม่สามารถจัดซื้อนอกห้อง ไข่อุปทาน/กระบวนการของ HVTN ได้</p>
ไครโอไวแอล	<ul style="list-style-type: none"> • หลอด Nunc CryoTubes™ ที่ทำจากพอลิโพรพิลีน (PP) มีเกลียวใน และฝาเกลียว #377267 • Greiner Cryotubes แบบมีเกลียวใน ฝาเกลียวธรรมชาติ ทำจากพอลิโพรพิลีน (PP) ก้นกลม มีพื้นที่เขียน ฐานรูปดาว ปราศจากเชื้อ #122263 • ไวแอลแบบไครโอเจนิกที่ทำจากพอลิโพรพิลีน มีเกลียวใน ตั้งได้เอง และมีก้นกลม Corning® ขนาด 2 มิลลิลิตร #430488 	<p>ควรรู้ใช้ Nunc/ต้องมีเกลียวในสำหรับเครือข่ายทั้งหมด</p> <p>หมายเหตุสำหรับ HVTN: ต้องใช้ Nunc CryoTubes™ #377267 สำหรับโครงการวิจัยของเครือข่ายของ HVTN การใช้สิ่งใด ๆ แทนที่ต้องได้รับอนุมัติจาก HVTN ก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะทำการจัดซื้อ</p>
ฉลากแบบไครโอเจนิก	<ul style="list-style-type: none"> • Cryo-Tags® และ Cryo-Babies® Brady B461 หรือ B490 • ฉลากสำหรับผู้แช่แข็ง Shamrock 	เลือกได้
ปากกาทำเครื่องหมาย	<ul style="list-style-type: none"> • Fisherband® Marking Pens #13-379 • Nalgene® Lab Pen/Lab Marker #6310/#6311 	เลือกได้

ภาคผนวก F: คู่มือฉบับย่อของ SOP เกี่ยวกับ PBMC—CSTFB

ต้องใช้แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC และ LDMS สำหรับเครือข่ายทั้งหมด (ดูหัวข้อ 5 สำหรับรายละเอียด) ก่อนใช้คู่มือฉบับย่อนี้เป็นครั้งแรก ต้องทบทวน SOP เกี่ยวกับ PBMC ฉบับเต็มเพื่อดูหมายเหตุและรายละเอียดที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางที่จำเพาะต่อเครือข่าย

ขั้นตอน	การอ้างอิงกับ SOP
1. เตรียมและทำให้ CPS เย็น	11.2
2. เตรียมตัวอย่างเลือดครบ รีโอเจนด์ และ วัสดุสิ้นเปลือง	13.2
3. หากต้องใช้แอลกอฮอล์ของพลาสมาตามคำแนะนำของโครงการวิจัย: a. ปั่นเหวี่ยงเลือดครบที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที b. ทำเครื่องหมายปริมาตรทั้งหมดของเลือดที่เมนิสคัส แล้วถ่ายพลาสมาไปยังหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 15 หรือ 50 มิลลิลิตร ที่ติดฉลากแล้วสำหรับการทำกระบวนการเพิ่มเติม (800 ถึง 1200 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที โดยเลือกใช้บรอกหรือไม้ก็ได้) c. เติมน้ำ WDR ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อทำให้เลือดกลับมามีเลือดครบในปริมาตรดั้งเดิม ค่อย ๆ ผสม และทำกระบวนการกับ PBMC ต่อ	13.3
4. เติมน้ำ WDR 5 มิลลิลิตร ลงใน CSTFB ที่ติดฉลากแล้วแต่ละหลอด และ WDR 25 มิลลิลิตรลงในหลอดล้างแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร ที่สอดคล้องกันที่ติดฉลากแล้วแต่ละหลอด (หมายเหตุ: สามารถดำเนินการก่อนหน้านั้นได้โดยเป็นส่วนของการเตรียมการ [ขั้นตอนที่ 2])	13.4
5. ถ่ายเลือด 15 ถึง 20 มิลลิลิตร (12-22 ก็ได้รับอนุญาต) ลงใน CSTFB ที่ติดฉลากแล้ว a. ติดตามปริมาตรที่วัดได้อย่างระมัดระวัง บันทึก UWBV ที่วัดได้ให้แม่นยำให้ใกล้กับ 0.1 มิลลิลิตร มากที่สุด	
6. เติมน้ำปริมาตรที่ก่อกวนในหลอด WDR และ WDR ขั้นสุดท้ายลงใน CSTFB สูงถึง 30 มิลลิลิตร (WDR + เลือดครบ)	
7. ปั่นเหวี่ยงที่ 800 ถึง 1000 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 15 นาทีที่ 15 ถึง 30°C โดยปิดบรอก/ตั้งค่าเป็นศูนย์	13.5
8. ตรวจสอบหลอดเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้	
9. เก็บบัพฟิโคของ CSTFB แต่ละชั้นลงในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร ที่สอดคล้องกันหลอดเดียวที่ติดฉลากแล้วที่เติมน้ำ WDR 25 มิลลิลิตร ไว้ล่วงหน้า	
10. เติมน้ำ WDR เพื่อ QS ให้มีปริมาตรทั้งหมดที่ 45 มิลลิลิตร และค่อย ๆ ผสม	15.1
11. การล้าง #1—ปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 30°C โดยเลือกใช้บรอกหรือไม้ก็ได้	
12. ตรวจสอบหาคะกอนเซลล์ บันทึกการสังเกตที่ไม่คาดคิด	
13. ค่อย ๆ นำส่วนเหนือตะกอนออกโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์	
14. ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนเซลล์ใน WDR ปริมาณเล็กน้อย ทำให้ได้สารแขวนตะกอนของเซลล์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน	15.2
15. รวมสารแขวนตะกอนของตะกอนสูงถึง 4 ชนิดลงในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร หนึ่งหลอด	
16. เติมน้ำปริมาตรที่ก่อกวนในหลอด WDR และ WDR ขั้นสุดท้ายที่ 45 มิลลิลิตร ลงในหลอดเซลล์	
17. การล้าง #2—ปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 30°C โดยเลือกใช้บรอกหรือไม้ก็ได้	
18. ตรวจสอบหาคะกอนเซลล์ บันทึกการสังเกตที่ไม่คาดคิด	
19. ค่อย ๆ นำส่วนเหนือตะกอนออกโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์	
20. คำนวณปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับของ WDR (V)	15.3
21. รวมตะกอนเซลล์ลงในหนึ่งหลอดโดยใช้ WDR ในปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ ปริมาตรนี้เป็นปริมาตรที่ใช้ใช้ในการนับจำนวนเซลล์	
22. นับและคำนวณจำนวนเซลล์ทั้งหมด	
23. คำนวณเซลล์ที่ได้เป็นเซลล์/มิลลิลิตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้	
24. คำนวณปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายของ CPS ตรวจสอบการคำนวณ	15.4
25. ดำเนินการพิมพ์ การติดฉลาก และการควบคุมคุณภาพโคร โอิ โวแอลให้เสร็จสิ้นก่อนปั่นเหวี่ยงขั้นสุดท้าย	15.5
26. ปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 30°C โดยเลือกใช้บรอกหรือไม้ก็ได้	15.6
27. ค่อย ๆ นำส่วนเหนือตะกอนออกโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์	15.7
28. ค่อย ๆ ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนใน CPS เย็น (V) ขณะเดียวกันให้หมุนหลอดเพื่อให้กระจายเท่า ๆ กัน ค่อย ๆ ทำแอลกอฮอล์ของ CPS-เซลล์	
29. ทันที (≤ 10 นาที) หลังจากการเติม CPS ลงในตัวอย่าง ให้ขนถ่ายโคร โอิ โวแอลทั้งหมดไปยังหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตราและวางไว้ในตู้แช่แข็ง	15.8
30. หลังจากช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้ขนถ่ายโคร โอิ โวแอลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บในสถานที่และขนส่งภายในช่วงเวลาที่เครือข่ายกำหนดไว้	17
31. กรอกและทบทวนแผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC และการป้อนข้อมูลตามที่เครือข่ายมีคำสั่ง	18.1

ภาคผนวก G: คู่มือฉบับย่อของ SOP เกี่ยวกับ PBMC—โอเวอร์เลย์ด้วยมือ

ต้องใช้แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC และ LDMS สำหรับเครือข่ายทั้งหมด (ดูหัวข้อ 5 สำหรับรายละเอียด) ก่อนใช้คู่มือฉบับย่อนี้เป็นครั้งแรก ต้องทบทวน SOP เกี่ยวกับ PBMC ฉบับเต็มเพื่อดูหมายเหตุและรายละเอียดที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางที่จำเพาะต่อเครือข่าย

ขั้นตอน (ปริมาณสำหรับตัวอย่างที่มีขนาดเล็กกว่าจะเป็นตัวเอียง)	การอ้างอิงกับ SOP
1. เตรียมและทำให้ CPS เย็น	11.2
2. เตรียมตัวอย่างเลือดครบ รือเจนด์ และวัสดุสิ้นเปลือง	14.2
3. หากต้องใช้แอลกอฮอล์ของพลาสมาตามคำแนะนำของโครงการวิจัย: a. ปั่นเหวี่ยงเลือดครบที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที b. ทำเครื่องหมายปริมาตรทั้งหมดของเลือดที่เมนิสคัส แล้วถ่ายพลาสมาไปยังหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 15 หรือ 50 มิลลิลิตร สำหรับการทำการกระบวนการเพิ่มเติม (800 ถึง 1200 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาที โดยเลือกใช้เบรคหรือไม่มีก็ได้) c. เติมน้ำ WDR ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้เลือดกลับมามีเลือดครบในปริมาตรดั้งเดิม ค่อย ๆ ผสม และทำการกระบวนการกับ PBMC ต่อ	14.3
4. ถ่ายเลือดครบลงในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร (15 มิลลิลิตร) ปราศจากเชื้อและเจือจางด้วย WDR ตามที่จำเป็น	14.4
5. โอเวอร์เลย์เลือดบนด้านบนของตัวกลางเกรเดียนต์ของความหนาแน่นอย่างระมัดระวังและช้า ๆ (วิธีอื่นคือใช้เข็มแทงเลือกหนึ่งที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้น โครงการวิจัยของ HVTN)	
6. ปั่นเหวี่ยงที่ 400-800 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 15-30 นาที โดยปิดเบรค/ตั้งค่าเป็นศูนย์	14.5
7. ตรวจสอบหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมแต่ละหลอดเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้	
8. เก็บบัพพีโคตแต่ละชั้นลงในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร (15 มิลลิลิตร) ที่สอดคล้องกันหลอดเดียว	
9. เติมน้ำ WDR เพื่อ QS ให้มีปริมาตรทั้งหมด 45 มิลลิลิตร (10 มิลลิลิตร) และค่อย ๆ ผสม	15.1
10. การล้าง #1—ปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 30°ซ โดยเลือกใช้เบรคหรือไม่มีก็ได้	
11. ตรวจสอบหาคะกอนเซลล์	
12. ค่อย ๆ นำส่วนเหนือตะกอนออกโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์	
13. ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนเซลล์ใน WDR ปริมาณเล็กน้อย ทำให้ได้สารแขวนตะกอนของเซลล์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน	15.2
14. รวมสารแขวนตะกอนของตะกอนสูงถึง 4 ชนิดลงในหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันแหลมขนาด 50 มิลลิลิตร หนึ่งหลอด (2 ชนิดลงในหลอดขนาด 15 มิลลิลิตร)	
15. เติมน้ำ WDR ที่กักไว้ในหลอด WDR และ WDR ขั้นสุดท้ายสูงถึง 45 มิลลิลิตร (10 มิลลิลิตร) ลงในหลอดเซลล์	
16. การล้าง #2—ปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 30°ซ โดยเลือกใช้เบรคหรือไม่มีก็ได้	
17. ตรวจสอบหาคะกอนเซลล์	
18. ค่อย ๆ นำส่วนเหนือตะกอนออกโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์	
19. กำหนดปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่สำหรับการนับของ WDR (V)	15.3
20. รวมตะกอนเซลล์ลงในหนึ่งหลอดโดยใช้ WDR ในปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ ปริมาตรนี้เป็นปริมาตรที่ใช้ในการนับจำนวนเซลล์	
21. นับและคำนวณจำนวนเซลล์ทั้งหมด	
22. กำหนดเซลล์ที่ได้เป็นเซลล์/มิลลิลิตรของเลือดครบที่สามารถใช้ได้	
23. กำหนดปริมาตรของการแขวนตะกอนใหม่ขั้นสุดท้ายของ CPS ตรวจสอบการคำนวณ	15.4
24. ดำเนินการพิมพ์ การติดฉลาก และการควบคุมคุณภาพไอโอไอแอลให้เสร็จสิ้นก่อนปั่นเหวี่ยงขั้นสุดท้าย	15.5
25. ปั่นเหวี่ยงที่ 200 ถึง 400 x แรงโน้มถ่วง เป็นเวลา 10 นาทีที่ 15 ถึง 30°ซ โดยเลือกใช้เบรคหรือไม่มีก็ได้	15.6
26. ค่อย ๆ นำส่วนเหนือตะกอนออกโดยไม่รบกวนตะกอนเซลล์	15.7
27. ค่อย ๆ ทำการแขวนตะกอนใหม่กับตะกอนใน CPS เย็น (V ₂) ขณะเดียวกันให้หมุนหลอดเพื่อให้กระจายเท่า ๆ กัน แนะนำให้ทำงานบนน้ำแข็งเปียก	
28. ค่อย ๆ ทำแอลกอฮอล์ของ CPS-เซลล์	
29. ทันทัน (< 10 นาที) หลังจากการเติม CPS ลงในตัวอย่าง ให้ขนส่งตัวอย่างไอโอไอแอลทั้งหมดไปยังหน่วยแช่แข็งแบบควบคุมอัตราและวางไว้ในตู้แช่แข็ง	15.8
30. หลังจากช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้ขนส่งตัวอย่างไอโอไอแอลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บในสถานที่และขนส่งภายในเวลาที่เครือข่ายกำหนดไว้	17
31. กรอกและทบทวนแผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC และการป้อนข้อมูลตามที่เครือข่ายมีคำสั่ง	18.1

ภาคผนวก H: ประวัติการแก้ไขจากเวอร์ชัน 6.0 ไปเป็น 7.0

เวอร์ชัน วันที่มีผล (ว/คค/ปป)	หัวข้อ	การแก้ไข
7.0 19 สิงหาคม 2024	ทั้งหมด	เพิ่มโลโก้ HANC ที่แก้ไขใหม่ในส่วนหัว
	ทั้งหมด	ลบการอ้างอิงถึง MTN
	ทั้งหมด	ลบการอ้างอิงถึง IMPAACT
	ทั้งหมด	อัปเดตหัวข้อทั้งหมดอย่างครอบคลุมให้สอดคล้องกับแนวทาง โครงการวิจัย และแนวปฏิบัติในปัจจุบัน
	การอนุมัติ	ลบการอนุญาตของ MTN
	การอนุมัติ	ลบการอนุญาตของ IMPAACT
	การอนุมัติ	Kathryn Dougherty ทำหน้าที่แทน John Hural สำหรับการอนุญาตของ HVTN
	8.1.5 15.4	ข้อกำหนดสำหรับโคร โวแอลที่มีเกลียวในการจัดเก็บ PBMC วิธีการบรรจุ โวแอลที่สอดคล้องกันสำหรับ ACTG, HPTN และ HVTN
6.0 26 เมษายน 2018	การอนุมัติ	Grace Aldrovandi ทำหน้าที่แทน Bob Coombs สำหรับการอนุญาตของ ACTG John Hural ทำหน้าที่แทน Constance Ducar สำหรับการอนุญาตของ HVTN Edward Livant ทำหน้าที่แทน Charlene Dezzutti สำหรับการอนุญาตของ MTN
	8.1.4	เพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บันทึกในบันทึกประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม 2016 สำหรับห้องปฏิบัติการของ ACTG และ IMPAACT เท่านั้น อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคร โวแอลสำหรับเครือข่ายทั้งหมด
	18.2.1	เพิ่มแนวทางเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับจุดตั้งอุณหภูมิตู้แช่แข็ง
	ภาคผนวก D	เปลี่ยน “WBC ส่วนมาก...” เป็น “WBC ส่วนใหญ่...”
	ภาคผนวก G	เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อโคร โวแอลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลอดไมโครทิวป์ฝาเกลียว SARSTEDT
5.2 22 กันยายน 2014	5.1.3	เปลี่ยน “ห้องปฏิบัติการอาจใช้แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ของ HVTN หรือแก้ไขให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการของห้องปฏิบัติการนั้น” เป็น “ห้องปฏิบัติการอาจใช้แผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ของ HVTN ซึ่งแก้ไขให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครือข่ายที่สอดคล้องกันและเหมาะสมสำหรับกระบวนการของห้องปฏิบัติการนั้น”
5.1 30 กรกฎาคม 2014	5.1.3	แนวทางสำหรับการติดตามแผนภูมิการทำกระบวนการกับ PBMC: จำนวนเซลล์ทั้งหมด: เดิม (เลือกได้สำหรับ HVTN)” ถัดจาก N
	16.4.5	ละเว้นหมายเหตุเนื่องจากไม่มีพริตในหลอดแบบกันแหลมเมื่อทำโอเวอร์เลย์หรืออินเตอร์เลย์ด้วยมือ
	16.4.6	เปลี่ยนการอ้างอิงสำหรับวิธี โอเวอร์เลย์เป็น 16.4.6.1 และวิธีอินเตอร์เลย์เป็น 16.4.6.2
	18.1	เพิ่มแนวทางเกี่ยวกับเวลาจัดเก็บ/ขนส่งสำหรับ HPTN, IMPAACT และ MTN
	14, 18.1, 18.3, 18.3.1	เปลี่ยน “ตู้แช่แข็งเชิงกล LN2/-150°ซ” เป็น “ถัง LN2 หรือตู้แช่แข็งเชิงกล -150°ซ”
	18.3	ปรับภาษาเกี่ยวกับ PBMC ที่เก็บในถัง LN2 หรือตู้แช่แข็งเชิงกล -150°ซ ให้ขยับขึ้นและไม่รวมข้อระบุว่า “นานกว่า 4 สัปดาห์”
	18.3.1-18.3.2	เปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับเวลาขนส่งที่จำเป็นจาก “วันที่การถัดไป” เป็น “ภายใน 72 ชั่วโมง”
	18.3.1	เปลี่ยน “LN2/-150°ซ” เป็น “LN2 หรือ -150°ซ”
	22, 24.2	ลบตัวเลือก RPMI
	ภาคผนวก E, F	เปลี่ยนการอ้างอิงถึง SOP ขั้นตอนที่ 1 จาก “11.3” เป็น “11.2”
	ภาคผนวก E	เปลี่ยนการอ้างอิงถึง SOP ขั้นตอนที่ 31 จาก “18 หรือ 19” เป็น “18”
	ภาคผนวก E	เปลี่ยนการอ้างอิงถึง SOP ขั้นตอนที่ 32 จาก “19.2” เป็น “19.1”
	ภาคผนวก E	เปลี่ยนข้อความของขั้นตอนที่ 32 เป็น “กรอกแผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ตามที่เครือข่ายมีคำสั่ง”
	ภาคผนวก F	ขั้นตอนที่ 9-12: เปลี่ยน “16.1” เป็น “17.1”
	ภาคผนวก F	ขั้นตอนที่ 13-18: เปลี่ยน “16.2” เป็น “17.2”
	ภาคผนวก F	ขั้นตอนที่ 19-22: เปลี่ยน “16.3” เป็น “17.3”
	ภาคผนวก F	เปลี่ยนการอ้างอิงถึง SOP ขั้นตอนที่ 30 จาก “18 หรือ 19” เป็น “18”
	ภาคผนวก F	เปลี่ยนการอ้างอิงถึง SOP ขั้นตอนที่ 31 จาก “19.2” เป็น “19.1”
	ภาคผนวก F	เปลี่ยนข้อความของขั้นตอนที่ 31 เป็น “กรอกแผนงานการทำกระบวนการกับ PBMC ตามที่เครือข่ายมีคำสั่ง”
	5.0	การอนุมัติ

01 พฤษภาคม 2014	5.1.3	แนวทางสำหรับการติดตามแผนภูมิการทำกระบวนการกับ PBMC : คำแนะนำ: เปลี่ยน “L = LDMS กำหนดให้ต้องทำการติดตามใน LDMS” เป็น “L= ช่องข้อมูลที่จำเป็นใน LDMS สำหรับสิ่งส่งตรวจของเครือข่าย”
	5.1.3	แนวทางสำหรับการติดตามตารางการทำกระบวนการกับ PBMC:- เปลี่ยน “หมายเลขสิ่งส่งตรวจของ LDMS” เป็น “ID ของสิ่งส่งตรวจทั่วโลกของ LDMS”
	5.1.3	เปลี่ยนเซลล์ที่เติมสีเทาเพื่อบ่งชี้ว่าข้อมูลไม่จำเป็นเป็นสีดำ
	7.1.8	เพิ่ม HPTN และ MTN
	10.2	ละเว้นทางเลือกสำหรับการใช้ RMPi เป็นสิ่งแทนที่
	14	การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ
	18 และ 19	รวมคำแนะนำในการจัดเก็บชั่วคราวและในสถานที่จากสองหัวข้อในหัวข้อ 18 หัวข้อเดียว
	19	แยกภาษาที่อธิบายการกรอกเอกสารเกี่ยวกับการทำกระบวนการที่ซ้ำในหัวข้อ 18 และหัวข้อ 19 ออกเป็นหัวข้อของตัวเอง
	ภาคผนวก H	ลบการเปลี่ยนแปลงประวัติเวอร์ชันอื่นโดยเก็บไว้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันปัจจุบันที่เหมาะสมกับเอกสารนี้เท่านั้น